

# 介護用品 レンタルカタログ

Vol.8  
2024-2025  
*PRIME CARE*



## 介護保険について

### 介護サービスの利用対象者


介護保険の被保険者は、65歳以上の方（第1号被保険者）と、40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号被保険者）に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病※）が原因で要介護（要支援）認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

	65歳以上の方（第1号被保険者）	40歳から64歳の方（第2号被保険者）
対象者	65歳以上の方 	40歳以上 65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) 
受給要件	・要介護状態 ・要支援状態	・要介護（要支援）状態が、老化に起因する疾病（特定疾病※）による場合に限定。
保険料の徴収方法	・市町村と特別区が徴収（原則、年金からの天引き） ・65歳になった月から徴収開始	・医療保険料と一体的に徴収 ・40歳になった月から徴収開始

※ 特定疾病

- 1 がん（末期） 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靭帯骨化症 5 骨折を伴う骨粗鬆症 6 初老期における認知症 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8 脊髄小脳変性症 9 脊管狭窄症 10 早老症 11 多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患 14 閉塞性動脈硬化症 15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

### 介護サービス利用手続きとサービスの内容



(注1) ※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合  
(注2) ※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

### サービス利用額の上限


	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額（月額）	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者負担額1割（月額）	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者負担額2割（月額）	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位あたりの報酬額が異なります。  
※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。

“福祉用具”の選択制導入 ～2024年度介護保険制度改定を解説します～

## “福祉用具”の 選択制導入

～2024年度介護保険制度改定  
を解説します～



介護保険制度は、要介護・要支援認定を受けた方が介護サービスを受けられる制度です。2000年に施行されて以来、3年ごとに社会情勢や環境変化などに合わせた制度の見直しにより、**利用者やご家族は適切なサービスを受けることができます。**2024年度の介護保険制度改正では、地域包括ケアシステムの推進や、職場環境の改善といった視点から改正が行われます。

改定の大きなテーマは4つあり

- 地域包括ケアシステムの深化・推進
- 自立支援・重度化防止に向けた対応
- 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
- 制度の安定性・持続可能性の確保

があります。

ここでは、『地域包括ケアシステムの深化・推進』のなかの”福祉用具（介護用品）”に関する大きな変更点について見ていきたいと思います。これからの介護用品の導入を考える上で、理解しておきたいポイントがたくさんあります。

### 福祉用具の貸与と販売の選択制導入

最初に重要な改正点は、一部の福祉用具に対する貸与と販売の選択制導入です。介護保険制度では、「利用者が必要な福祉用具を適時、適切に使用し、利用者の安全を確保すること」が大切な観点となっており、原則として福祉用具は貸与を基本としています。一方で貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるもの、使用によりもの形態・品質が変化し再利用ができないもの）は、福祉用具の販売対象となっていて、購入費を保険給付されます。

**今回、貸与と販売の選択制を導入される福祉用具は、もともと貸与の対象品であった固定用スロープ（可搬型を除く）、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）、及び多点杖で、比較的低価格で購入することで利用者の負担が軽減できるものに限られます。**具体的な選択制導入のプロセスでは、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者に十分な説明を行い、必要な情報を提供します。医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえた上で、最終的な提案が行われます。

なお、特定福祉用具は同一品目を購入できませんが、固定用スロープは複数の利用が想定されるため、複数個の購入が可能になるようです。

# 2024年介護保険制度改正の説明

## 4種類の福祉用具は、貸与が購入を選択できます



**固定用スロープ**

(可搬型は除く)




**歩行器**

(歩行車は除く)



**単点杖**

(松葉杖は除く)



**多点杖**

### モニタリング実施時期の明確化

福祉用具の正しい利用と保守管理のためには、定期的なモニタリングが必要です。改定ではその時期を明確にし、計画の一部にモニタリングの実施時期を記載することが義務付けられています。具体的には、**福祉用具を貸与する場合は、利用開始後 6ヶ月以内に少なくとも一回、モニタリングを行い、貸与の継続か購入への切り替えかを検討することを求めています。**

福祉用具専門相談員は貸与する福祉用具の定期的な点検を行い、必要に応じてメンテナンスを行います。では、もともと貸与品であった福祉用具を販売した場合のメンテナンスの対応はどうなるのでしょうか。基本的には販売した福祉用具の使用状況を確認するとともに、必要な場合は使用方法の指導や、メンテナンスの実施を努めるよう求められています。しかしこれは努力義務にとどまり、安全安心の確保が低下することが懸念されていて、選択制の課題となっています。いずれにしても福祉用具利用者との個別契約に基づき、適時・適切に対応することになります。

### モニタリング結果の記録

モニタリングの結果は、利用者の安全と福祉用具の適切な利用状況の確認に役立ちます。このため、福祉用具専門相談員によるモニタリング結果の記録は、介護支援専門員に提供することが義務付けされます。これにより、**利用者の状況に適した更なるサポートが可能となります。**



### 福祉用具貸の安全利用のために

福祉用具に関する事故情報の公表、専門相談員の研修カリキュラム、選定基準の見直し、自治体向けの点検マニュアル作成など、サービスの質の向上と適正な給付の確保を図るための対策が検討されています。

今回の改定は、利用者一人ひとりに対する配慮と専門性の向上、そして制度全体の持続可能性を考えたものと言えます。2024年度の法改正・選択制の詳細を理解し、役立ててください。

引用元：アロン化成  
介護コラム記事“福祉用具”の選択制導入  
～2024年度介護保険制度改定を解説します～より

# レンタル商品の消毒・保管

返却品の入庫




**高温水高圧洗浄機による蒸気消毒**  
返却された商品は洗浄場に搬入され、蒸気消毒を行います。

消毒



**清拭による消毒作業**  
乾燥室で水分を取り除いた後、「種目別消毒方法分類表」に基づき、手作業で細かい所まで注意を払いながら行います。

メンテナンス



**メンテナンス・点検作業**  
メーカーでのメンテナンス研修を修了したスタッフによるチェックのもとメンテナンス・点検を行っております。

殺菌



**オゾン殺菌機による殺菌**  
消毒・点検を終えた後、オゾン殺菌室に搬入し、十分に殺菌します。

梱包



**ビニール梱包作業**  
清拭消毒後、ビニール梱包して、密封致します。

保管



**商品保管**  
清潔かつ整頓された倉庫にて、商品を保管し、システム管理により先入先出を実施しております。

出庫

# 介護保険の対象条件

## 掲載商品について


※商品の仕様およびデザインは、改良のため予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。  
 ※掲載されている商品は、型番によってサイズが若干異なる場合があります。ご了承ください。  
 ※掲載されている商品写真は、印刷インキの関係上、現品と色が異なる場合があります。ご了承ください。

特殊寝台		特殊寝台	介護給付 サービスコード /171003 特別地域 /178003	予防給付 サービスコード /671003 特別地域 /678003	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P5 ~ 16
特殊寝台付属品		特殊寝台付属品	介護給付 サービスコード /171004 特別地域 /178004	予防給付 サービスコード /671004 特別地域 /678004	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P6 ~ 21
床ずれ防止用具		床ずれ防止用具	介護給付 サービスコード /171005 特別地域 /178005	予防給付 サービスコード /671005 特別地域 /678005	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P22 ~ 30
体位変換器		体位変換器	介護給付 サービスコード /171006 特別地域 /178006	予防給付 サービスコード /671006 特別地域 /678006	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P31 ~ 33
車いす		車いす	介護給付 サービスコード /171001 特別地域 /178001	予防給付 サービスコード /671001 特別地域 /678001	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P34 ~ 47
車いす付属品		車いす付属品	介護給付 サービスコード /171002 特別地域 /178002	予防給付 サービスコード /671002 特別地域 /678002	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P48 ~ 51
スロープ		スロープ	介護給付 サービスコード /171008 特別地域 /178008	予防給付 サービスコード /671008 特別地域 /678008	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P52 ~ 55
移動用リフト		移動用リフト (吊具は除く)	介護給付 サービスコード /171012 特別地域 /178012	予防給付 サービスコード /671012 特別地域 /678012	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P56 ~ 57
歩行器		歩行器	介護給付 サービスコード /171009 特別地域 /178009	予防給付 サービスコード /671009 特別地域 /678009	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P58 ~ 68
歩行補助つえ		歩行補助杖	介護給付 サービスコード /171010 特別地域 /178010	予防給付 サービスコード /671010 特別地域 /678010	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P69 ~ 71
手すり		手すり	介護給付 サービスコード /171007 特別地域 /178007	予防給付 サービスコード /671007 特別地域 /678007	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P72 ~ 83
徘徊感知機器		徘徊感知機器	介護給付 サービスコード /171011 特別地域 /178011	予防給付 サービスコード /671011 特別地域 /678011	介護保険のレンタル対象 要支援 ① ② 要介護 ① ② ③ ④ ⑤	P84 ~ 86



# 特殊寝台

## 電動ベッドの主な特徴



## モーター数による基本機能の違い

**2**  
モーター



背上げ機能と高さ調節機能が備わっており、背上げ機能に連動して膝上げ機能が付いている場合も多いが背上げと連動して動くため膝上げのみの細かい調整は出来ません。


**3**  
モーター




背上げ、高さ調節、膝上げの全ての機能が備わっており、それぞれ個別に細かい調整を行うことが可能なタイプのベッドです。

## 電動介護ベッドのサイズ

### 介護ベッドの幅




83cmはご利用者に近接しやすく介助者には便利ですが寝返りにはやや不向きです。  
91cmは寝床と介助のしやすさを両立しています。  
※100cmは現在取扱いがありません。



ミニ : 身長150cm未満の方向向け  
レギュラー : 身長150cm以上の方向向け  
ロング : 身長176cm以上の方向向け

※幅や長さは標準的なものであり、実際にはメーカーや商品によって異なります。

## 電動介護ベッドを安全にお使いいただくために



### 頭側・足側の確認・動線の確認をしましょう

- どちらを頭側・足側にするかを確認しましょう。
- 配置が決まったら、車いすへの移乗やトイレへの移動などできるかの「動線の確保」ができていないか検討してください。
- ドアや家具の引き出しの開閉に、支障がないかも注意しましょう。

### ベッド設置スペースの注意

住宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加えたスペースが必要です。壁にはぴったりとつけず7～8cm以上あけます。また、ベッドの「たかさ」を操作すると、ベッドは足側に動きますので、足側には7～8cm以上のスペースを確保してください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品



ミオレットシリーズ

## Miolet III

樹脂ボード



1台3役!

レギュラー/ショート/ロングにサイズ調整できます。  
移乗のしやすさ、身体のズレに配慮したベッドです。



樹脂ボード 昇降1モーター	課税	TAIS/JANコード	00631-000572
91cm幅 P113-41AC	月額利用料金		
83cm幅 P113-42CC	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



樹脂ボード 背上げ1モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000549
91cm幅 P113-11AC	月額利用料金		
83cm幅 P113-12CC	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



樹脂ボード 2モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000553
91cm幅 P113-21AC	月額利用料金		
83cm幅 P113-22CC	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



樹脂ボード 3モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000557
91cm幅 P113-31AC	月額利用料金		
83cm幅 P113-32CC	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		

ミオレットシリーズ

## Miolet III

木製フラットボード



木製ボード 昇降1モーター	課税	TAIS/JANコード	00631-000573
91cm幅 P113-41BA	月額利用料金		
83cm幅 P113-42DA	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



木製ボード 背上げ1モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000550
91cm幅 P113-11BA	月額利用料金		
83cm幅 P113-12DA	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



木製ボード 2モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000554
91cm幅 P113-21BA	月額利用料金		
83cm幅 P113-22DA	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		



樹脂ボード 3モーター	非課税	TAIS/JANコード	00631-000558
91cm幅 P113-31BA	月額利用料金		
83cm幅 P113-32DA	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

PLATZ



ベッド用グリップ ニーパロ L  
PG03-116MP

課税

TAIS/JANコード 00631-000536

全長	117cm
全高	54.4cm
有効高さ	47.2cm
重量	8.0 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



ハンドグリップ  
PG04-75

課税

TAIS/JANコード 00631-000545

全長	75.6cm
全高	52.2cm
有効高さ	45.2cm
重量	5.1 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



サイドレール (レギュラー)  
PA505-751(1本組)

非課税

TAIS/JANコード 00631-000230

全長	75cm
全高	53.5cm
有効高さ	46.5cm
重量	2.7 kg (本)

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



サイドレール (ショート)  
PA505-441(1本)


非課税

TAIS/JANコード 00631-000318

全長	59cm
全高	53.5cm
有効高さ	46.5cm
重量	2.25 kg (本)

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



サイドレール (ショート)  
PA505-961(1本)

非課税

TAIS/JANコード 00631-000320

全長	96cm
全高	53.5cm
有効高さ	46.5cm
重量	3.4 kg (本)

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



厚さ 8.0 cm

91cm幅

延長マットレス (防水ウレタン)  
PM08-90B

非課税

TAIS/JANコード 00631-000466

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



床面高は +1.5cm (最低床面高 26.5cm) になります。

Miolett III

ミオレットIII専用  
キャスター (4個組)  
PC03-8CK

課税

TAIS/JANコード 00631-000561

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

PLATZ



床面高は +4.5cm (最低床面高 29.5cm) になります。

Miolett III

ミオレットIII専用  
45mm ハイ Spacer  
PH05-45

課税

TAIS/JANコード 00631-000562


月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

## ミオレットⅢ 寸法

(単位：cm)




【ミオレットⅢ紹介】




【組立動画】

## サイドレール組み合わせ例(レギュラータイプ)



### 誤った組み合わせ

下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生により怪我をする恐れがあります。





# 特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

ミオレットII昇降1モーター

昇1  
モーター



全幅	100cm
全長	206cm
全高	66 ~ 100cm
ボトム面高さ	25 ~ 59cm

非課税

91cm幅 P106-41AB

TAIS/JANコード 00631-000237

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ミオレットII背上げ1モーター

背1  
モーター



全幅	100cm
全長	206cm
全高	66 ~ 81cm
背膝上角度	背70° 膝22° (連動)

非課税

91cm幅 P106-11AB

TAIS/JANコード 00631-000239

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ミオレットII 2モーター

2  
モーター



全幅	100cm
全長	206cm
全高	66 ~ 100cm
ボトム面高さ	25 ~ 59cm
背膝上角度	背70° 膝22° (連動)

非課税

91cm幅 P106-21AB

TAIS/JANコード 00631-000241

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ミオレットII 3モーター

3  
モーター



全幅	100cm
全長	206cm
全高	66 ~ 100cm
ボトム面高さ	25 ~ 59cm
背膝上角度	背70° 膝18°

非課税

91cm幅 P106-31AB

TAIS/JANコード 00631-000243

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ミオレットレギュラータイプ

2  
モーター



全幅	100cm
全長	210cm
全高	68.5 ~ 102.5cm
ボトム面高さ	25 ~ 59cm
背膝上角度	背70° 膝17° (連動)

非課税

91cm幅 PZB-M2RJ-HH

TAIS/JANコード 00631-000146

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ミオレットレギュラータイプ

3  
モーター



全幅	100cm
全長	210cm
全高	68.5 ~ 102.5cm
ボトム面高さ	25 ~ 59cm
背膝上角度	背70° 膝18°

非課税

91cm幅 PZB-M3RJ-HH

TAIS/JANコード 00631-000148


月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ラフィオベーシックベッド

2  
モーター



全幅	100cm
全長	211cm
全高	60 ~ 76cm
ボトム面高さ	15 ~ 57cm
背膝上角度	背70° 膝22° (連動)

非課税

91cm幅 P110-22ACR

TAIS/JANコード 00631-000336


月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

ラフィオベーシックベッド

3  
モーター



全幅	100cm
全長	211cm
全高	60 ~ 76cm
ボトム面高さ	15 ~ 57cm
背膝上角度	背70° 膝22°

非課税

91cm幅 P110-32ACR

TAIS/JANコード 00631-000346

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

プリモレット 自立支援ベッド

背1  
モーター



全幅	102cm
全長	205cm
全高	68/75cm
ボトム面高さ	24/31cm
背膝上角度	背70° 膝19° (連動)

非課税

91cm幅 PZB-ES1FA

TAIS/JANコード 00631-000159

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

これらの商品は在庫に限りがあります。  
在庫切れの際はご容赦ください。



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

as human. for human  
PARAMOUNT BED

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器

## 楽匠<sup>プラス</sup>

### Hタイプ

もっと、もっと、  
身体にやさしくするために

介護用ベッドで最も利用されている背上げ機能をさらに磨き上げています。全面的に作り直したプラス ラインボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションから背ボトムだけを動かすものまで、すべての背上げ機能がグレードアップしています。



樹脂ボード  
2モーション

91cm幅 KQ-A5322  
83cm幅 KQ-A5122


非課税	TAIS/JANコード	00170-001300
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



樹脂ボード  
3モーション

91cm幅 KQ-A6322  
83cm幅 KQ-A6122

非課税	TAIS/JANコード	00170-001328
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



## 「ラクリアモーション」



### 「ラクリアモーション」を搭載

ラクリア 3 モーションシリーズには、より座位に近い姿勢で起きあがれる「ラクリアモーション」を採用しています。

## スマホと連携する「ベッド操作」アプリ



### 「ベッド操作」アプリ

ベッド専用アプリをダウンロードして、スマートフォンをベッドに登録すれば、家庭内呼び出し機能、スマートフォンによるベッド操作などが利用できます。

## 表示パネル付き手元スイッチ



### 表示パネル付き手元スイッチ

大きくはっきりとした文字でベッドの角度や高さを表示しています。



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

as human, for human  
PARAMOUNT BED

## 楽匠<sup>プラス</sup> Xタイプ

もっと、もっと、  
身体にやさしくするために

もっと身体にやさしい背あげで、もっと身体を起こす機会を増やして、もっとその人らしい生活にするために、身体の動きに合うように開発したプラスライン ボトムを採用。さらに、家庭内呼び出し機能で、利用者様と介護する方のつながりやすさも実現しています。



**2** モーター

背上げ 0~75度

背・膝連動 0~14度

高さ調節 21~64.5cm (※15~58.5cm)

樹脂ボード 2モーター	非課税	TAIS/JANコード	00170-001251
91cm幅 KQ-A2322	月額利用料金		
83cm幅 KQ-A2122	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		

**3** モーター

らくらくモーション


背上げ 0~75度

膝上げ 0~30度

高さ調節 21~64.5cm (※15~58.5cm)

樹脂ボード 3モーター	非課税	TAIS/JANコード	00170-001265
91cm幅 KQ-A6322	月額利用料金		
83cm幅 KQ-A6122	ご利用者負担額(1割)		
	ご利用者負担額(2割)		

【ボードの高さ】  
40.6cm




### ■ 背と膝を組み合わせた独自の背あげ機構・らくらくモーション

背ボトムと膝ボトムのあげさを組み合わせたパラマウンベッド独自の背あげ機構です。背ボトムの角度調節にともなう身体のずれや圧迫感を大幅に軽減し、姿勢のくずれにくい起き上がりを実現します。



### ■ 低床 (21cm) か超低床 (15cm) が選べます。

脚座の向きを変えて付け替えることで、最低床高 21cm の低床ベッドとして、または最低床高 15cm の超低床ベッドとして利用できます。



### ■ 呼び出し機能

手元 SW 上部のボタンを押すと、Bluetooth の届く範囲にある端末で通知を受けることができます。(要登録)



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

as human, for human  
PARAMOUNT BED

## クオラ ONE

業界で初めて 91cm・83cm 幅ボトムユニットを共通化




レギュラーサイズ ↔ ミニサイズ  
83cm ↔ 91cm にサイズ調整可能




木製ボード【スクエア】 2モーション	非課税	TAIS/JANコード	00170-001535
91cm幅 KQ-B6427	月額利用料金		
83cm幅 KQ-B6407	ご利用者負担額 (1割)		
	ご利用者負担額 (2割)		



木製ボード【スクエア】 3モーション	非課税	TAIS/JANコード	00170-001523
91cm幅 KQ-B6327	月額利用料金		
83cm幅 KQ-B6307	ご利用者負担額 (1割)		
	ご利用者負担額 (2割)		




### 幅の調節



ボトムエッジ  
取り外して裏返すことで幅を変えられます。

マットレス止め (小)  
サイズにあった位置に取り付けます。

### 長さの調節



頭側 (背ボトム上部)  
取り外して向きを変えることで長さを変えられます。

足側 (マットレス止め・大)  
サイズにあった位置に取り付けます。

### スマホと連携する「ベッド操作」アプリ



「ベッド操作」アプリ  
ベッド専用アプリ」をダウンロードして、スマートフォンをベッドに登録すれば、家庭内呼び出し機能、スマートフォンによるベッド操作などが利用できます。

### 表示パネル付き手元スイッチ



表示パネル付き手元スイッチ  
大きくはっきりとした文字でベッドの角度や高さを表示しています。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

as human, for human  
PARAMOUNT BED

# rento

## レント シリーズ

### 手元スイッチは使いやすく

手に馴染みやすい大きさと形状の手元スイッチ。  
色分けボタンで見やすく、表示パネルには大きく見やすい文字で  
ベッドの角度や高さを表示します。  
「メモリー」のボタン①②にひとつずつ、よく使うポジションやお好  
みのポジションを登録できます。※1モーターを除く。



サンドホワイト  
昇降1モーター

91cm幅 KQ-68033  
83cm幅 KQ-68013

課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

全幅	(91)99.7cm(83)92.7cm
全長	203cm
ボトム面高さ	22～62cm

TAIS/JANコード	00170-001029
-------------	--------------



サンドホワイト  
背上1モーター

91cm幅 KQ-68133  
83cm幅 KQ-68113

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

全幅	(91)99.7cm(83)92.7cm
全長	203cm
ボトム面高さ	22cm
背膝上角度	背75° 膝20° (連動)

TAIS/JANコード	00170-001026
-------------	--------------



サンドホワイト  
2モーター

91cm幅 KQ-68233  
83cm幅 KQ-68213

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

全幅	(91)99.7cm(83)92.7cm
全長	203cm
ボトム面高さ	22～62cm
背膝上角度	背75° 膝20° (連動)

TAIS/JANコード	00170-001023
-------------	--------------



サンドホワイト  
3モーター

91cm幅 KQ-68333  
83cm幅 KQ-68313

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

全幅	(91)99.7cm(83)92.7cm
全長	203cm
ボトム面高さ	22～62cm
背膝上角度	背75° 膝30°

TAIS/JANコード	00170-001020
-------------	--------------

### ■ 薄型・軽量の樹脂製ボードによる 省スペース設計です。

ご家庭で使いやすいように、ボードの厚さを薄くし、さらに余分な  
スペースが要らない垂直昇降方式を採用することでベッドに必要な  
設置スペースを軽減しています。



### ■ 大きくはっきりした文字が見やすい 表示パネル付き手元スイッチ

軽量でコンパクト、手に馴染みやすく使いやすい形状です。操作内  
容ごとに色分けされたデザインを採用し、「上がる」「下がる」ボタ  
ンを指先でも識別できるように突起を設けています。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

as human, for human  
PARAMOUNT BED

## サイドレール組み合わせ例

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器

クオラONE


rento  
レントシリーズ

楽匠+


KS-099A + KS-030A




KS-030A + KS-191Q




KS-099A + KS-191Q




KS-099A + KS-151Q




KS-030A + KS-151Q




KS-151Q + KS-151Q




KS-151Q + KS-191Q




KS-030A + KS-030A



KS-161Q・171Q・111Q  
+ KS-151Q




KS-161Q・171Q・111Q  
+ KS-161Q・171Q・111Q




**誤った組み合わせ**

下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生により怪我をする恐れがあります。


KS-191Q + KS-191Q




KS-099A + KS-161Q・171Q・111Q




KS-099A + KS-099A



KS-191Q + KS-161Q・171Q・111Q




KS-030A  
+ KS-161Q・171Q・111Qシリーズ





# 特殊寝台・特殊寝台付属品




スイングアーム介助バー  
KS-099A



課税 TAIS/JANコード 00170-001205

全長	112cm
全高	52.1cm
重量	8.3 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	




サイドグリップ  
KS-030A(1本)

課税 TAIS/JANコード 00170-000897

全長	82.2cm
全高	52.3cm
有効高さ	約41cm(ボトム面より)
重量	6.8 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	




ベッドサイドレール(軽量型)  
KS-111Q(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00170-001346

全長	98.0cm
全高	53.5cm
重量	2.2 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	




ベッドサイドレール  
KS-191Q(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00170-000752

全長	59.0cm
全高	50.3cm
有効高さ	約37cm(ボトム面より)
重量	1.8 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



ベッドサイドレール  
KS-161Q(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00170-000527

全長	96.4cm
全高	50.3cm
有効高さ	約37cm(ボトム面より)
重量	2.5 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	




ベッドサイドレール  
KS-171Q(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00170-000529

全長	96.4cm
全高	56.3cm
有効高さ	約43cm(ボトム面より)
重量	2.8 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



ベッドサイドレール  
KS-151Q(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00170-000537

全長	59.0cm
全高	50.3cm
有効高さ	約37cm(ボトム面より)
重量	1.8 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



停電時や緊急時にベッドを操作できるスマートハンドル



スマートハンドル  
KQ-P70S

非課税

※背(あげ・さげ)、膝(あげ・さげ)、高さ(さげ)を操作できます。  
※Hタイプのみ利用可能(他商品に利用可能かは自治体にご確認をお願いします。)

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



オプション脚座セット  
KQ-P68A

課税 TAIS/JANコード 00170-001030

最低床高	15cm
最高床高	55cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わりません。

キャスター  
KQ-PB3C(4個セット)

課税 TAIS/JANコード 00170-001516

最低床高	25cm
最高床高	60cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台・特殊寝台付属品

SEAHONENCE Inc.



かつてない多彩なポジショニングが可能、ADL・QOLの向上に!

**2** モーター

頭上げ 0~30/50度

背上げ 0~70度

背・膝連動 背0~70度 膝25~67.5cm 脚0~30度(※20~62.5cm)

高さ調節

非課税 TAIS/JANコード 00167-000330

電動ヘッドレスト  
2モーター

90cm幅 WR2-90H14

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

**3** モーター

頭上げ 0~30/50度

背上げ 0~70度

膝上げ 0~45度

高さ調節 25~67.5cm (※20~62.5cm)

非課税 TAIS/JANコード 00167-000314


電動ヘッドレスト  
2モーター

90cm幅 WR3-90H14

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)



全幅	(91)99cm(83)92cm
全長	203cm
ホトム面高さ	超低床 22~62.5cm 低床 25~67.5cm
背膝上角度	背70° 頭0~30or50° 膝30° (2M)45° (3M)




回転式アーム介助バー  
K-47R

課税 TAIS/JANコード 00167-000226

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

全長	119cm
有効高	39.5cm




ベッドサイドレール  
K-170R(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00167-000437

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

全長	99.9cm
有効高	39.5cm




ベッドサイドレール  
K-173(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00167-000438

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

全長	84.0cm
有効高	39.5cm



ベッドサイドレール  
K-195RX(1本)

非課税 TAIS/JANコード 00167-000233

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

全長	52cm
有効高	39.5cm



最低床高は28cmになります。(＋3cm)

Emi用キャスター  
K-129WR

課税 TAIS/JANコード 00167-000209

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

Emi用バッテリー  
Emi2M + バッテリー  
WR2-90H14BT

非課税 TAIS/JANコード 00167-000372

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

Emi3M + バッテリー  
WR3-90H14BT

TAIS/JANコード 00167-000356

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台付属品



PARAMOUNT BED

耐荷重 30 kg

ベッドサイドテーブル  
KF-1930

課税 TAIS/JANコード 00170-000751

全体幅	90.7cm
全体奥行	44.5cm
高さ	61cm ~ 92.5cm
重量	14 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



PLATZ

耐荷重 30 kg 2輪 キャスター ロック

昇降式ベッドサイドテーブル  
PT03-840MB

課税 TAIS/JANコード 00631-000618

全体幅	84cm
全体奥行	43cm
高さ	60cm ~ 84cm
重量	14.4 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



SEAHONENCE Inc.

耐荷重 30 kg 4輪 キャスター ロック

ベッドサイドテーブル  
PT-7000F[L]

課税 TAIS/JANコード 00167-000349

全体幅	90cm
全体奥行	44.2cm
高さ	66cm ~ 97.5cm
重量	14 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



SEAHONENCE Inc.

耐荷重 30 kg 4輪 キャスター ロック

ベッドサイドテーブル+笑テーブル  
PT-7000F[L]+PW-1000

課税 TAIS/JANコード 00167-000387

全体幅	90cm
全体奥行	67.8cm
高さ	66cm ~ 97.5cm
重量	17.5 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



PARAMOUNT BED

耐荷重 30 kg 2輪 キャスター ロック

オーバーベッドテーブル  
KF-833LB

課税 TAIS/JANコード 00170-000317

全体幅	128.4cm
全体奥行	63.4cm
高さ	63cm ~ 95cm
重量	25 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



PARAMOUNT BED

耐荷重 30 kg 2輪 キャスター ロック

リハビリテーブル  
KF-840

課税 TAIS/JANコード 00170-000489

全体幅	79cm
全体奥行	50cm
高さ	54cm ~ 79cm
重量	13 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



PARAMOUNT BED

イージーグライド  
Mサイズ

課税 TAIS/JANコード 00170-000570

全体幅	60cm
全体奥行	33cm
耐荷重	135 kg
重量	0.9 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



molten From the Inside Out

イージーモーション  
MEMV

課税 TAIS/JANコード 00054-000032

全体幅	78cm
全体奥行	38cm
耐荷重	130 kg
重量	1.2 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

ハンディベルト Sサイズ LIK37060014	
TAIS/JANコード	00167-000159
サイズ	60 ~ 100cm
ハンドル数	7個
最大荷重	200 kg

SEAHONENCE Inc.



ハンディベルト Mサイズ LIK37060015	
TAIS/JANコード	00167-000158
サイズ	75 ~ 120cm
ハンドル数	9個
最大荷重	200 kg

課税

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



PARAMOUNT BED

介護保険  
給付対象外

IVスタンド  
KC-518

脚部サイズ	47.4cm
高さ	132.2 ~ 199.7cm
重量	4.2 kg

月額利用料金	
--------	--

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

かたさ

かため

やわらかめ

⑤

フレグラー  
マットレス

プライムフライト  
(ハード)

マルチマットレス  
(ハード面)

④

エバーフライト03  
(ハード面)

ソフィアウェイ  
(ハード面)

ユービーポイント  
(ハード面)

刈ー&ハリー  
(ハード面)

ユービーポイント  
Ace  
(ハード面)

プライムAce  
(通気  
ハード面)

プライムAce  
(防水  
ハード面)

テルサール  
ワイレス  
(しゃかり面)

③

プライムフライト  
(ソフト)

ユービーポイント  
(ソフト面)

ベインズサポート

ユービーポイント  
Ace  
(ソフト面)

プライムAce  
(通気  
ソフト面)

プライムAce  
(防水  
ソフト面)

②

エバーフライト03  
(ソフト面)

マルチマットレス  
(ソフト面)

ストレッチフライト

アルファブラ  
すくどRe

①

ソフィアウェイ  
(ソフト面)

テルサール  
ワイレス  
(やわらか面)

刈ー&ハリー  
(刈ー面)

ストレッチスリム

## ポイント 1 寝具の好みを チェックしましょう

ご本人になじみやすいのは、使い慣れた寝具により近いものです。しかし、好みだからといって柔らかすぎるものを選ぶと、からだが動かしにくいなどのデメリットもあります。ご本人のお好みと現在の状態、その両方を考慮して選びましょう。

## ポイント 2 マットレスの 製品特性

マットレスの寝心地、硬さ、厚さなどに加えて、端座位保持や立ち上がりに影響するマットレスの「縁」も重要な要素です。通気性やお手入れの方法は、クッション材やカバーの材質によって異なりますので、福祉用具専門相談員やケアマネジャーと相談しましょう。




# 特殊寝台付属品

## プライムエース WP(清拭タイプ)(プライムケア)

リバーシブル

プライムケアオリジナル  
リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス




厚さ  
8.0  
cm

R  
レギュラー

長さ  
191  
cm

防水



被験者:身長161cm 体重60kg 女性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製)

90cm幅 PM36-A9008-PC

非課税 TAIS/JANコード 00631-000774

柔	硬
素 材 ウレタンフォーム	

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## プライムエース(通気タイプ)(プライムケア)

リバーシブル

プライムケアオリジナル  
リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス




厚さ  
8.0  
cm

R  
レギュラー

長さ  
191  
cm

通気



被験者:身長161cm 体重60kg 女性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製)

90cm幅 PM35-A9008-PC

非課税 TAIS/JANコード 00631-000773

柔	硬
素 材 ウレタンフォーム	

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## ベイスサポートマットレス(ブラツ)

リバーシブル

1枚でショート・レギュラーの長さに対応



BS  
Basis Support

厚さ  
8.0  
cm

R  
レギュラー

S  
ショート

長さ  
191  
cm

長さ  
181  
cm



長さ切替方法 レギュラーからショートへ変更する場合



レギュラー位置のファスナーを開けます  
レギュラーサイズウレタンを取り出します  
ショート位置でファスナーを閉じます

通気

90cm幅 PM14-A9008

非課税 TAIS/JANコード 00631-000594

柔	硬
素 材 ウレタンフォーム	

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## ユービーポイントエース(ブラツ)

リバーシブル

リバーシブルタイプの  
ウレタンフォームマットレス



UB point Ace

厚さ  
8.0  
cm

R  
レギュラー

S  
ショート

長さ  
191  
cm

長さ  
181  
cm



防水

90cm幅 PM23-A9008

TAIS/JANコード 00631-000714

83cm幅 PM23-A8308

TAIS/JANコード 00631-000714

90cm幅ショート PM23-A9008S

TAIS/JANコード 00631-000714

83cm幅ショート PM23-A8308S

TAIS/JANコード 00631-000714

柔	硬
素 材 ウレタンフォーム	

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## アルファプラすくっと Re(タイカ)

柔らかさと硬さのベストバランスで、動きやすさと快適な眠り、両方を提供します。



厚さ 8.0 cm

R レギュラー S ショート

長さ 191 cm 長さ 180 cm

通気

91cm幅 TS-SKT-ReA1R

TAIS/JANコード 00563-000108

83cm幅 TS-SKT-ReA3R

TAIS/JANコード 00563-000106

91cm幅ショート TS-SKT-ReA1S

TAIS/JANコード 00563-000109

83cm幅ショート TS-SKT-ReA3S

TAIS/JANコード 00563-000107

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



## エバーフィット C3(パラマウントベッド)

リバーシブル

体圧分散性と動きやすさを選べるリバーシブル構造で快適性と利便性を両立させたマットレスです。



厚さ 10 cm

R レギュラー S ショート

長さ 191 cm 長さ 180 cm

通気

91cm幅 KE-611TQ

TAIS/JANコード 00170-001042

83cm幅 KE-613TQ

TAIS/JANコード 00170-001044

91cm幅ショート KE-612TQ

TAIS/JANコード 00170-001043

83cm幅ショート KE-614TQ

TAIS/JANコード 00170-001045

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



## プライムフィットマットレス(プライムケア)

リバーシブル

プライムケアオリジナルリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



厚さ 8.0 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

通気

91cm幅 PC-MATF91R

TAIS/JANコード 01038-000009

83cm幅 PC-MATF83R

TAIS/JANコード 01038-000008

非課税


月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



## ソフィア(モルテン)

リバーシブル

防水素材の表面カバーと清拭消毒へのこだわり




厚さ 10 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

防水

アルコールなどで「清拭消毒」が可能



91cm幅 MHA1091A

TAIS/JANコード 00054-000308

83cm幅 MHA1083A

TAIS/JANコード 00054-000306

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	





# 特殊寝台付属品

## プレグラーマットレス (パラマウントベッド)

ベッドの動きに合わせて曲がりやすい波形構造のマットレスです。



厚さ 8.0 cm

R レギュラー

S ショート



かためで、ほど良いクッション性を有しています。

長さ 191 cm

長さ 180 cm

通気

91cm幅 KE-551Q

TAIS/JANコード 00170-000159

83cm幅 KE-553Q

TAIS/JANコード 00170-000142

91cm幅ショート KE-5511Q

TAIS/JANコード 00170-000286

83cm幅ショート KE-5531Q

TAIS/JANコード 00170-000285

非課税

柔	硬
素 材 ポリエステル繊維	

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## メリー & ハリー (ケープ)

リバーシブル

好みの寝心地が選べるリバーシブル構造



ハリー面 (ハード) 使い慣れたお布団のような寝心地

厚さ 9.0 cm

R レギュラー



メリー面 (ソフト) 自然でやさしいフィット感のある寝心地

長さ 191 cm

通気



風通しがよく暑さに負けない”オール通気製法”

90cm幅 CR-681

TAIS/JANコード 00206-000079

83cm幅 CR-680

TAIS/JANコード 00206-000079

非課税

柔	硬
素 材 4層構造 ウレタンフォーム	

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## テルサコールワイヤレス (モルテン)

リバーシブル

「お知らせ機能」を搭載した特殊寝台付属品マットレス



厚さ 12 cm

R レギュラー

マットレスの両サイドに内蔵したセンサーが端座位になる過程での圧力をとらえ、専用のワイヤレス受信機を通じてお知らせします。

【やわらか面】


【しっかり面】

長さ 191 cm

防水



スリット形状



フラット形状

91cm幅 MTLSCA1291SP-W

TAIS/JANコード 00054-000443

83cm幅 MTLSCA1283SP-W

TAIS/JANコード 00054-000442

非課税

柔	硬
素 材 ウレタン合皮 ウレタンフォーム	

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## ストレッチスリムマットレス (パラマウントベッド)

91cm幅 KE-771TQ

非課税

在庫限り

TAIS/JANコード 00170-000745

83cm幅 KE-773TQ

TAIS/JANコード 00170-000747

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## ストレッチフィットマットレス (パラマウントベッド)

91cm幅 KE-781TQ

非課税

TAIS/JANコード 00170-000735

83cm幅 KE-783TQ

TAIS/JANコード 00170-000737

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## マルチマットレス (ライフジャパン)

非課税

91cm幅 AK01-91R

TAIS/JANコード 01489-000005

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## ユービーポイントマットレス (プラッツ)

90cm幅 PD503-A9008

非課税

TAIS/JANコード 00631-000247

83cm幅 PD503-A8308

TAIS/JANコード 00631-000254

90cm幅ショート PD503-A90085

TAIS/JANコード 00631-000253

83cm幅ショート PD503-A83085

TAIS/JANコード 00631-000255

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 床ずれ防止用具

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ



手すり

徘徊感知機器

## 床ずれとは？

### ● 褥瘡(じょくそう)の定義 ※一般名称:床ずれ

身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる。(日本褥瘡学会,2005)




褥瘡(じょくそう)の発生

## どうしておきるの？


### ● 床ずれは骨の突出した部分などに圧迫、ずれ、摩擦などの外力が加わって発生します。

床ずれ発生の原理  $\text{床ずれの発生} = \text{外力} \times \text{時間}$   
(圧迫、ずれ、摩擦)

特に注意したいベッドの背上げ




「圧迫」「ずれ」「摩擦」



ベッドの背上げ姿勢は、臀部に大きな荷重がかかり、「圧迫」・「ずれ」・「摩擦」の外力が増大し、床ずれのリスクが高くなります。


### ● 外力:「圧迫」、「ずれ」、「摩擦」

#### ■ 圧迫



圧迫が加わるとずれや摩擦の力が発生しやすくなります。


#### ■ ずれ



日常のケアですれ、摩擦が生じやすい場面

- ベッドの背上げ、背下げ動作、背上げ時の姿勢崩れ
- 体位変換や移動時など(おむつ交換時も含む)
- 車いす上の長時間座位による前ずれなどの姿勢崩れ

#### ■ 摩擦




## どこにできやすいの？

### ● 床ずれが発生しやすい部位

皮膚を観察するときは、まずこの部位を観察しましょう。

これらの部位に大きな外力が長時間かからないようにするには、



① 適切な体位変換

② ポジショニング

③ 体圧分散式マットレス

が必要です。



# 床ずれ防止用具

## 床ずれリスクによるマットレス選択

### ● OHスケールの合計点数から「床ずれリスク」を決定する

次の質問に答えて床ずれの「なりやすさ」を採点しましょう。※簡単な表現にてあります。


Q1 ベッドの上で寝返りしたり、動いたりできますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動ける 0点</li> <li>・どちらでもない 1.5点</li> <li>・動けない 3点</li> </ul>
Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常 0点</li> <li>・軽度・中等度 1.5点</li> <li>・高度 3点</li> </ul>
Q3 むくみはありますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いいえ 0点</li> <li>・はい 3点</li> </ul>
Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いいえ 0点</li> <li>・はい 1点</li> </ul>

合計点数は何点でしたか？ 1点でもついた人は、床ずれになりやすい人です。また、点数が高いほど床ずれになりやすい人です。

## 合計点数でマットレスの目安を付けます

0点	床ずれになりにくい	●マットレスの目安 布団、ベッドマットレス
1~3点	少し床ずれになりやすい	●マットレスの目安 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)
4~6点	床ずれになりやすい	●マットレスの目安 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど
7~10点	かなり床ずれになりやすい	●マットレスの目安 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレスなど

## 床ずれ対応マットレス



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 床ずれ防止用具



## ファセットケアマットレス (イノアックルリビング)

静止型

優れた体圧分散性能と、寝返りのしやすさを両立させたマットレスです。



### 1層目 体圧分散層

低高度 × 高通気素材

身体に接する部分に、柔らかく心地よいウレタンを使用。厚みは、身体の凸凹を包み込み体重を分散するのに最低必要な30mmに設定。

### 2層目 寝返りサポート層

高反発 × 高通気素材

身体を適度な反発力で支えながら、突起した部分を沈み込ませます。

### 3層目 支持層

高反発 × 高通気素材

2層目と同じ素材。スリットがないため、身体をしっかり支えます。

91cm幅 KG1496

課税

TAIS/JANコード 00357-000136

月額利用料金

ご利用者負担額 (1割)

ご利用者負担額 (2割)

厚さ 12cm

R レギュラー

長さ 191cm

防水

柔 硬  
素 材 ポリウレタンフォーム

## アルファプラ F II -W (タイカ)

抗ウイルス+抗菌 通気カバータイプ

静止型

「抗菌」「抗ウイルス」  
Wのチカラであなたを守る

αPLA F II-W  
アルファプラ F II-W



高弾性無膜ウレタンフォーム(柔)

高弾性無膜ウレタンフォーム

αGEL

ウレタンフォーム(柔)

高弾性無膜ウレタンフォーム(硬)

厚さ 13cm

R レギュラー

S ショート

長さ 195cm


長さ 181cm

通気

低体重の方から高体重の方まで

低体重 (男性 BMI:18.5)

標準体重 (男性 BMI:22.2)



体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られる。

柔 硬  
素 材 ポリウレタンフォーム シリコングル

91cm幅 MB-F II PW1R

TAIS/JANコード 00563-000145

83cm幅 MB-F II PW3R

TAIS/JANコード 00563-000143

91cm幅ショート MB-F II PW1S

TAIS/JANコード 00563-000146

83cm幅ショート MB-F II PW3S

TAIS/JANコード 00563-000144

課税

月額利用料金

ご利用者負担額 (1割)

ご利用者負担額 (2割)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 床ずれ防止用具

## エバープラウドドライタイプ (パラマウントベッド)

静止型 **リバーシブル**

優れた体圧分散性で、床ずれリスクを軽減します。




厚さ 13 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

防水



独自の「グライドシート」が、背上げ時にかかるズレを軽減。  
端座位をとるときや移乗するときに姿勢が安定しやすくなるよう、両サイドにはかための素材を使用。

91cm幅	KE-621UQ
TAIS/JANコード	00170-000966
83cm幅	KE-623UQ
課税	TAIS/JANコード 00170-000968

柔	硬
●	●
素	材
ウレタンフォーム	
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ストレッチグライドマットレス (パラマウントベッド)

静止型

優れた体圧分散性を発揮する床ずれ防止マットレス




厚さ 12.5 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

通気

端硬



マットレスが伸びて身体のずれを軽減

91cm幅	KE-791TQ
TAIS/JANコード	00170-000725
83cm幅	KE-793TQ
課税	TAIS/JANコード 00170-000727

柔	硬
●	●
素	材
二層ウレタンフォーム	
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ディンプルマットレス (ケープ)

静止型

ディンプル形状がウレタン特有の反力を軽減



厚さ 12 cm

R レギュラー

S ショート

長さ 191 cm

長さ 180 cm

防水

端硬

ディンプル+スリット構造で効果的な体圧分散


90cm幅	CR-541
TAIS/JANコード	00206-000070
83cm幅	CR-540
TAIS/JANコード	00206-000070
90cm幅ショート	CR-543
TAIS/JANコード	00206-000070
83cm幅ショート	CR-542
課税	TAIS/JANコード 00206-000070

柔	硬
●	●
素	材
ウレタンフォーム	
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## テンダーウェーブマットレス (ライフジャパン)

静止型

無膜ウレタンにより、通気性が良く2次元加工により接触圧を低くする事で床ずれ予防に効果を発揮し、又背上げ時に腹圧軽減出来る。




厚さ 13 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

通気



胸部 胸が開く事により呼吸がしやすく寝返りがしやすいです。  
膝裏 膝裏の隙間をうめる事ができ体を支えポジショニング効果が得られます。  
かかと 溝が多く深くする事でより柔らかく床ずれを予防します。

91cm幅	RJ01-91R
課税	TAIS/JANコード 01489-000001

柔	硬
●	●
素	材
ウレタンフォーム	
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

在庫限り

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

在庫限り

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 床ずれ防止用具

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器


## オスカー (モルテン)

ハイブリッド


さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性に対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス



設定方法



ポンプ内蔵式で場所をとらない構造。



新形状のセルが寝心地を向上。

従来のエアセル (丸型)

新形状マイクロエアセル (フラット)

厚さ 17 cm

R レギュラー

S ショート

長さ 193 cm

長さ 182 cm


防水

端硬

### 自動体位変換機能



### 4つのポジショニングセル



■ 下肢用ポジショニングセル ■ 上体用ポジショニングセル

### 指定体位変換機能



### 指定体位変換機能

4度, 8度, 12度, 16度から選ぶことができます。

素材 ウレタンフィルム 高耐久ウレタンフォーム

91cm幅	MOSC91
TAIS/JANコード	00054-000137
83cm幅	MOSC83
TAIS/JANコード	00054-000137
91cm幅ショート	MOSC91S
TAIS/JANコード	00054-000137
83cm幅ショート	MOSC83S
課税	TAIS/JANコード 00054-000137
月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## ステージア (モルテン)

ハイブリッド

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策した高性能エアマットレス



体圧分散性能	除圧性能	寝心地
座位安定性	むれ対策	ひえ対策

■ 体圧分散式マットレスに求められる6つの特性を備えています。

厚さ 13 cm

R レギュラー

S ショート


長さ 195 cm

長さ 181 cm

防水

端硬

### <ひえ対策>



### <むれ対策>



### 『むれ対策』と『ひえ対策』

エアマットレス特有の弱点である、寝床内の『むれ』と『ひえ』を対策します。

素材 ウレタンフィルム 高耐久ウレタンフォーム

課税	TAIS/JANコード 00054-000115
月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



# 床ずれ防止用具

## マイクロクライメイト ネクスス アイビー(ケープ)

エアマット

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載

### microclimate nexUS iB

厚さ 12 cm


R レギュラー

S ショート

長さ 192 cm

長さ 180 cm

防水



18度

18度の傾斜がエアセルの変形を抑えて身体のずり落ちを軽減



従来のエアセルは、背上げ中の斜め下へ向かう力によってエアセルが押されて足元方向に変形する分、腰部も一緒に移動する傾向にあります。予め18度の傾斜をつけた傾斜型2層式エアセルなら、斜め下へ向かう力を受け止め、足元方向へのエアセルの変形を抑えて身体のずり落ちを軽減します。

背上げ時に生じやすい圧迫感とズレを軽減



角度・時間管理アシスト機能が生み出す円滑な看護・介護ケア



製品説明

NEW PRODUCTS

「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」



90cm幅 CR-773

TAIS/JANコード 00206-000162

84cm幅 CR-770

TAIS/JANコード 00206-000161

90cm幅ショート CR-777

TAIS/JANコード 00206-000164

84cm幅ショート CR-775

TAIS/JANコード 00206-000163

課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(ケープ)

エアマット

新たな床ずれ発生リスク「Microclimate」に対応する次世代のエアマットレス

### microclimate BIGCELL iS

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

厚さ 15 cm

R レギュラー

S ショート

長さ 192 cm

長さ 180 cm

防水




背上げ時の看護・介護ケアをサポートする「角度・時間管理アシスト機能」



身体を直接冷やさず接触面の温度と湿度の上昇を抑えます。




従来からの床ずれ発生の3大外的要因



製品説明

NEW PRODUCTS

NEW 第4の外的要因 「マイクロクライメイト」 皮膚局所の温度・湿度



湿度の低減と温度管理を行うことにより、床ずれ発生リスクを低減。

90cm幅 CR-753

TAIS/JANコード 00206-000141

84cm幅 CR-750

TAIS/JANコード 00206-000140

90cm幅ショート CR-757

TAIS/JANコード 00206-000143

84cm幅ショート CR-755

TAIS/JANコード 00206-000142

課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 床ずれ防止用具

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## こちあ利楽 (パラマウントベッド)

エアマット

電源コードを差し込むだけで床ずれ防止機能がスタートする操作不要の全自動エアマットレスです。

cocoda Riraku

# 利楽

エアマットレス こちありらく

i-fitting (かたさ自動運転機能) 電源を入れるとすぐに機能します

**体重** 運動自動調圧  
体重に適した圧力にエアを調整する機能です。独自のセンシング技術で体重を検知し、20kgから138kgまでの範囲で自動判定します。検知した個々人の体重に応じてマットレスのかたさを14段階で調整します。

**体形** 運動自動調圧  
体形に適した圧力にエアを調整する機能です。姿勢の変化を判断して、内圧をコントロールし、マットレスのかたさに反映させます。円背や拘縮、骨突出などがある方の体形も判断でき、沈み込みすぎないかたさに自動設定します。

**背角度** 運動自動調圧  
変化していく背あけ角度にリアルタイムで対応し、ベッドの背あけ角度に適した圧力にエアを調整する機能です。底付きを抑制しながら、背あけが終了するまで全自動で動作します。

厚さ 17 cm

R レギュラー

長さ 191 cm

防水



- 1 Quick Start 急速起動
- 2 Auto Setting 自動設定
- OK No Operation 全自動運転



※リンクケーブルをご希望の場合はお申し付けください。



タッチ式ボタンを採用した操作パネル

電源を入れると、かたさ自動運転機能がスタートするため、カスタマイズの必要が無ければ、操作パネルの操作は不要です。かたさを手動で設定したい場合は、かたさ手動運転に切替可能です。

91cm幅 KE-971S  
TAIS/JANコード 00170-001065

83cm幅 KE-973S  
TAIS/JANコード 00170-001067


月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## こちあ利楽 flow (パラマウントベッド)

エアマット

全自動運転の「こちあ利楽」に、自動体位変換機能が付いたエアマットレスです。圧切替型で最高レベルの体圧分散性を実現しています。

cocoda Riraku flow



ご利用者様を寝かせると、4つの湾曲形状のエアセル「スモールフローセル」が15分間に1ずつ、時計回りに膨張と収縮を繰り返し、自動で小さな体位変換をおこないます。

ベッドの背角度が約30°以上になると4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。



ご利用者様の起きあがりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたします。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

端座位 / 離床 自動しっかり機能

- 1 Quick Start 急速起動
- 2 Auto Setting 自動設定
- OK No Operation 全自動運転

AIを利用し、さまざまな体重・体形での、さまざまな動作パターンを学習させてつくりあげた独自の制御アルゴリズムを搭載したi-fitting(かたさ自動運転機能)が、常に姿勢や背角度に合わせて運転します。

●スモールフロー機能(自動体位変換機能)やバックサポート機能、自動しっかり機能を搭載。前機種・こちあ利楽が実現させた全自動運転が、さらにグレードアップしています。

●停電した場合には、自動的にバルブを閉じて、空気の排出を停止し、約2週間は空気を保持することができます。

91cm幅 KE-911S  
TAIS/JANコード 00170-001351

83cm幅 KE-913S  
TAIS/JANコード 00170-001353

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)



※リンクケーブルをご希望の場合はお申し付けください。



# 床ずれ防止用具

スコープ (モルテン)

ハイブリッド

※これらの商品は受注発注となります



全自動運転+体圧可視化  
ロボティックマットレス



# SCOPE

- スコープ -

全自動



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スコープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



製品紹介動画

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、

- さまざまな身体状態の利用者様に適応
- 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応  
以上をマットレスが自動運転で対応します

よって、「ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要」です  
利用者様の状態が変化した際にも、リモコンの設定変更が  
不要なため、設定ミスも防げます

## 臥床時の圧対策


- ① さまざまな身体状態の利用者様への適応
- ② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います  
利用者様の身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えで悩まれる  
必要はありません

### 臥床時(スタート)


#### 静止-体圧調整

30分間体動がなかったら



#### 除圧-圧切替

30分間体動がなかったら



#### 除圧-体位変換


除圧のための低角度の体位変換



### ③ ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します  
自動で「背抜き」を行い 圧による苦しさを緩和します

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります




## 臀部周辺の圧の可視化

### 見守り

パジャマのずれや厚手防水シーツのシワ、お尻の下の異物…  
臀部周辺の圧の可視化は、体圧分布モニターで圧を示すことで見えない  
危険を察知し、適切な処置をするための見守り機能です



+ポジショニングケアをもっと確実に



体圧分布モニターで圧の状態が確認できるため、確実な圧対策  
と利用者様の楽な寝姿勢のためのポジショニングケアが可能です

91cm幅 MSCP91

TAIS/JANコード 00054-000648

83cm幅 MSCP83

TAIS/JANコード 00054-000647

非課税

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

厚さ  
17  
cm

防水

長さ  
193  
cm

R  
レギュラー



# 床ずれ防止用具

スコープライト (モルテン)

ハイブリッド

NEW PRODUCTS

全自動運転 + 体圧可視化  
ロボティックマットレス

# SCOPE

— スコープライト —



全自動



製品紹介動画

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、

- さまざまな身体状態の利用者様に適応
- 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応  
以上をマットレスが自動運転で対応します

よって、「ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要」です  
利用者様の状態が変化した際にも、リモコンの設定変更が  
不要なため、設定ミスも防げます

床ずれ防止の主体はエアマットレスですが、課題は“操作が難しい”ことでした

次世代型のエアマットレス「スコープ」は  
利用者様への最高のケアと介護者様の負担軽減を目的に開発した  
「全自動運転」の床ずれ防止・エアマットレス(体位変換機能付き)です

## 臥床時の圧対策


- ① さまざまな身体状態の利用者様への適応
- ② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います  
利用者様の身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えで悩まれる  
必要はありません

### ③ ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します  
自動で「背抜き」を行い、圧による苦しさを緩和します


※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります



### 臥床時(スタート)


#### 静止-体圧調整

30分間体動がなかったら




#### 除圧-圧切替

30分間体動がなかったら



#### 除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換



91cm幅 MSCPL91

TAIS/JANコード 00054-000652

83cm幅 MSCPL83

非課税 TAIS/JANコード 00054-000651

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

厚さ  
17  
cm

防水

長さ  
193  
cm

R  
レギュラー



# 体位変換器

## スモールチェンジ ラグーナ (ケープ)

エアマット

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載

SMALL CHANGE  
**LAGUNA**

厚さ  
13.5  
cm

R  
レギュラー

長さ  
192  
cm

防水



底つき防止  
4段階やわらかさ調整  
全てのベッドに対応


安全機能  
30°を超えると  
スモールチェンジが  
自動オフ

底つき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底つきのリスクを防ぎます。

自動で小さな体位変換を頻回に行う



スモールチェンジ機能



90cm幅 CR-703

TAIS/JANコード 00206-000103

84cm幅 CR-700

非課税 TAIS/JANコード 00206-000102

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## エニモ (ケープ)

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位のためにデザインされたリバーシブル構造のRモデル600/800タイプ。

ポジションングクッション エニモ

# Anymo

防水

800  
タイプ



600  
タイプ



リバーシブル  
Rモデル  
丸洗い・乾燥機OK



肩から臀部、下肢までこの1本で支えるからキレイにキマる。

背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく『スリット構造』



防水

防水タイプカバー付き

裏地

クッションが外れにくいから時間が経っても姿勢が崩れにくい。



80cm CK-462+CK-182

TAIS/JANコード 00206-000149

60cm CK-461+CK-181

課税 TAIS/JANコード 00206-000148

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

素材	【側地】 ポリエステル 80% 綿 20% 【カバー】 ポリウレタンフォーム 100%
----	--

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 体位変換器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## ロンボポジショニングクッション(ケープ)

組み合わせでも使える豊富なアイテム。  
ドイツ生まれのピロー&クッション。



オートクレープOK  
(105℃まで)

丸洗いOK

乾燥機100℃



2種類の素材、ロンボフィルとロンボメッド



RHOMBO FILL  
スニペット





RHOMBO MED  
スニペット+チップ



RF5+防水カバー

サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。

課税	TAIS/JANコード	00245-000197
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



RM1-H+防水カバー

平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。

課税	TAIS/JANコード	00206-000133
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



RF1+防水カバー

課税	TAIS/JANコード	00245-000193
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		





高密度仕様



RF3+防水カバー

課税	TAIS/JANコード	00245-000195
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



RM2-H+防水カバー

課税	TAIS/JANコード	00206-000134
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



# 体位変換器

## マーブルクッション I (洗浄タイプ) (ヒラボ)

身体をぐるっと囲うことができる細長いタイプのクッションです。



33cm × 230cm



身体をぐるっと囲うことができる細長いタイプのクッションです。  
仰臥位の頭部、肩、腕を同時に、また、側臥位の頭部、肩、腕、背中、臀部、足までを同時に支えることができます。


MC-IA

課税	TAIS/JANコード	01908-000004
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

素	材	PPビーズ ストローカットフィル
---	---	---------------------

## マーブルクッション J (洗浄タイプ) (ヒラボ)

先がカギ状に曲がった大きなサイズのクッションです。



先がカギ状に曲がったタイプ。大きなサイズなので側臥位の背中と臀部や大腿部、腹臥位の腹部と大腿部を同時に支えることができます。

MC-JA


課税	TAIS/JANコード	01908-000006
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

素	材	PPビーズ ストローカットフィル
---	---	---------------------


## ナーセントパット A 3点セット (アイソネックス)

シンプルだから使いやすい、体位変換・ポジショニングの定番品

### ナーセントパット



体位変換が簡単に、確実にできます。



ナーセントパットA 3点セット (大ピース×1、小ピース×2)

課税	TAIS/JANコード	00149-000012
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

素	材	低反発性高密度 特殊ウレタン
---	---	-------------------

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器




# 車いす

## 車いすの各部の名称と役割

- アームサポート**  
肘から先をサポートするためのもので、跳ね上げ、着脱可能なものは移乗する際に便利です。肘を無理なく曲げた高さが最適です。
- バックサポート**  
背もたれのことです。姿勢保持のための役割もあります。身体に合わせやすいように背張りベルトで調整できるものもあります。
- 介助ブレーキ**  
介助者が操作するブレーキです。自転車のブレーキと同じ使い方です。例えば坂道などではブレーキをかけスピード調整をしながら降ります。
- サイドガード**  
衣類が横から垂れ下がり車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。
- 後輪**  
空気入れが必要なエアータイヤからパンクしないソーバンクタイヤなど、用途に合わせたものをお選びください。
- 座シート**  
座る面のことを指します。シート幅の表記はメーカーや機種により計測基準が異なります。クッション付きのものもあります。
- 駐車ブレーキ**  
車いすを停止又は、制動するためのブレーキです。タイヤを押さえつけるように固定します。
- レッグサポート**  
足を後ろに落とさないためのものです。両側の支柱に張ったものや左右を分割した独立調整が可能なものもあります。
- ティッピングレバー**  
段差などで介助者が前輪を上げる時に足を掛けて踏み込むためのレバーです。
- フットレスト**  
足を載せておくためのプレートです。片方ずつ跳ね上げることができます。
- キャスター**  
前輪のことで後輪に比べ直径が小さく、360度回転します。方向転換する時に重要な役割を持っています。
- ハンドリム**  
自走用で後輪の外側に付いているリングのことです。手でこぐ時に使用します。


## 車いすのシーティングについて

### 車いすの寸法



### 身体の寸法

- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)  
座位臀部の幅  
→座シート奥行
- ② 座低長(ざていちよう)  
臀部後縁から膝窩までの長さ  
→座シート奥行
- ③ 座位下腿長(ざいかたいちよう)  
靴底から膝窩までの長さ  
→シートからフットレストまでの長さ
- ④ 座位肘頭高(ざいちゆうとうこう)  
座面から肘頭までの長さ  
→アームサポートの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいわきたこう)  
座面から肩甲骨下角または腋窩までの長さ  
→バックサポートの高さ



### 車いす寸法の合わせ方の目安

A 座シート幅	① 座位臀幅 + 0~3cm
B 座シート奥行	② 座低長 - 5~7cm
C アームサポート高さ	④ 座位肘頭高 + 1~2cm(必要に応じてクッションで調整)
D フットサポート高さ	③ 座位下腿長 に合わせます(必要に応じてクッションで調整)
E バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高 - 7~10cm(必要に応じてクッションで調整)
F 前座高	③ 座位下腿長 に合わせます(必要に応じてクッションで調整)
G グリップ高さ	介助者のへその高さ付近に合わせます



# 車いす

## 車いすのタイプ

ご利用者の身体状況や生活環境に合わせて車いすを選びましょう。

**自走** 【特徴】  
ハンドリム付きの後輪が大きく手で操作できるタイプ  
【メリット】  
駆動輪が大きく操作が安定している  
自力で操作することで自立支援につながる  
【デメリット】  
小回りがききにくい  
持ち運びに不便

**介助** 【特徴】  
自力での操作はできず介助者に操作してもらうタイプ  
【メリット】  
コンパクトなので車に積み込む際に便利  
【デメリット】  
自力で操作ができない

**標準** 【特徴】  
最も多く使用されている一般的なタイプ  
【メリット】  
比較的価格帯が安価  
【デメリット】  
フットサポートや肘掛が調節できない  
長時間使用には適さない

**多機能** 【特徴】  
肘掛跳ね上げやスイングアウト、着脱等の機能があるタイプ  
【メリット】  
フットサポートを取り外せたり肘掛が跳ね上がることで移乗がしやすい  
足こぎを多用する方はおすすめ  
【デメリット】  
標準型に比べて重たい

**モジュール** 【特徴】  
部品の組み換えで車いすのサイズを変えることができるタイプ  
【メリット】  
ご利用者の状態や体形に合わせてカスタマイズ可能  
【デメリット】  
カスタマイズ性も高く調整しやすい分、価格帯は高め

**6輪** 【特徴】  
駆動輪位置が通常の車いすより前方にあるので、車輪の駆動範囲が広く、ごしやすい。  
【メリット】  
回転軸が身体を中心に近い位置にあるため、曲がり角でもスムーズに回ることができる  
【デメリット】  
後輪があるため大きな段差の乗り越えが難しく屋外での使用が制限される

**ティルト** 【特徴】  
背もたれと座面が両方傾けられるタイプ  
【メリット】  
座面も一緒に傾けられるため、安定した姿勢を保つことが可能  
【デメリット】  
背もたれ、座面の角度は変わらない  
車体が大きく重量があるため持ち運びが難しい

**リクライニング** 【特徴】  
背もたれのみが傾けられるタイプ  
【メリット】  
標準では座位を保つことが難しい方の座位保持がしやすい  
【デメリット】  
座面は傾けられないため、前方向に体がずれ姿勢が崩れやすい  
車体が大きく重量があるため持ち運びが難しい

**電動** 【特徴】  
電動モーターを使って動かすタイプ  
【メリット】  
片手で操作可能なので、片まひ等身体機能に制限がある方でも自走可能  
介助式の場合は、押し力が少なくても動かせる電動アシスト機能が付いているタイプもある  
【デメリット】  
充電が必要であることと、車両自体が重く、持ち運びが困難

## 車いすのアイコン説明

**介助ブレーキ** 介助者がハンドル部分についているブレーキを操作することができます。自転車と同じようにブレーキを掛けることができます。

**駐車ブレーキ** 移乗や立ち上がりの際に車いすが動かないように駐車ブレーキを掛けられる機能です。

**左右連動駐車ブレーキ** 片側の駐車ブレーキ操作で左右の駐車ブレーキが掛かる機能です。片麻痺がある方等に便利な機能です。

**自動ブレーキ** 立ち上がり時に自動でブレーキがかかり駐車ブレーキの掛け忘れによる転倒を防げる車いすです。

**肘掛跳ね上げ** 肘掛を上部後方に跳ね上げることができる機能です。車いすへの移乗の際に介助が必要な方に便利な機能です。

**肘掛高さ調整** 肘掛の高さを調整でき、安楽な座位が取れたり、クッションなどで座面が上がった際に肘掛を高くすることで横側への転落を防いだりすることができます。

**クッション付属** クッションが付属で付いた車いすです。長時間の使用が多い方などが快適にご利用いただけます。

**背張り式バックサポート** 背もたれの張り具合を調整できます。ご利用者の身体状況に合わせた調整が可能になります。

**脚部スイングアウト** フットレストを左右に開閉したり着脱することができます。ベッド等に寄せたい時などに便利です。

**ノーパンクタイヤ** パンクの心配がなく、空気入れの手間もないタイヤを搭載している車いすです。

**軽量** 軽さを重視した車いすです。持ち運びや取り回しがしやすく、車に搭載することが多い方に便利です。

**幅広** 体格の大きい方に便利な車いすです。フレームなども堅牢なつくりになっており大柄な方も安心してご利用いただけます。

**低床** 座面が低く、足こぎを多用する方に便利な車いすです。

**エレベータティング** フットサポートの角度を上下に可変できる車いすです。骨折などで膝関節の稼働域が制限されている方に便利です。

**幅狭** 室内利用が多く、廊下などの狭小なスペースで取り回したい方に便利です。

**高さモジュール** 車輪の組み換えをすることでご利用者様の状態に合わせた座面高さに調整することができる車いすです。

**座幅モジュール** ご利用者様の状態に合わせて座幅を調整することができる車いすです。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器

## NEO-1 (日進医療器)



自走 標準

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・リーズナブルなスタンダードモデル
- ・背シート高 40 cm

NEO-1

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	30 cm
重量	12.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


非課税	TAIS/JANコード	00175-000322
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## ふわりす (カワムラサイクル)



自走 標準

- 軽量
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・超軽量 9.6 kg
- ・背シート高 40 cm

KF22-40SB

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	34 cm
重量	9.6 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


非課税	TAIS/JANコード	00160-000241
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## NEO-2 (日進医療器)



介助 標準

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・リーズナブルなスタンダードモデル
- ・背シート高 40 cm

NEO-2

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	27 cm
重量	11.9 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


非課税	TAIS/JANコード	00175-000323
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## ふわりす (カワムラサイクル)



介助 標準

- 軽量
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・超軽量 8.9 kg
- ・背シート高 40 cm

KF16-40SB

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	26 cm
重量	8.9 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00160-000240
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		




## NA-U1 (日進医療器)



**自走標準**

- インディゴ
- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- クッション付属
- 背張り式バックサポート



※前座高はクッション含まれません

### 【特徴】

- ・エアリー仕様  
まるでエアータイヤのような乗り心地
- ・背シート高 45 cm
- ・座クッション厚み 4 cm

### NA-U1

非課税	TAIS/JANコード	00175-000318
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		


前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	30 cm
重量	11.9 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## WAVIT (カワムラサイクル)



**自走標準**

- A13 濃紺チェック
- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・独自の曲線フレームで乗り心地とコンパクトさを実現
- ・背シート高 45.5 cm

### WA22-40S

非課税	TAIS/JANコード	00160-000237
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		


前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	33 cm
重量	12.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## NAH-U1 (日進医療器)



**介助標準**

- インディゴ
- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- クッション付属
- 背張り式バックサポート



※前座高はクッション含まれません

### 【特徴】

- ・エアリー仕様  
まるでエアータイヤのような乗り心地
- ・背シート高 45 cm
- ・座クッション厚み 4 cm

### NAH-U1

非課税	TAIS/JANコード	00175-000319
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		


前輪	6インチ
後輪	14インチ
折畳幅	28 cm
重量	10.5 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## WAVIT (カワムラサイクル)



**介助標準**

- A13 濃紺チェック
- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ



### 【特徴】

- ・独自の曲線フレームで乗り心地とコンパクトさを実現
- ・背シート高 45.5 cm

### WA16-40S

非課税	TAIS/JANコード	00160-000238
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折畳幅	30 cm
重量	10.9 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器

## NEO-1 α W (日進医療器)



自走 多機能

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 肘掛跳ね上げ
- 脚部スイングアウト



### 【特徴】

- ・リーズナブルな多機能モデル
- ・背シート高 40 cm

NEO-1 α W

非課税	TAIS/JANコード	00175-000399
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	32 cm
重量	13.4 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## WAVIT+ (カワムラサイクル)



自走 多機能

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 幅狭
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 肘掛跳ね上げ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト



### 【特徴】

- ・独自の曲線フレームで乗り心地とコンパクトさを実現
- ・背シート高 45.5 cm

WAP22-40S

非課税	TAIS/JANコード	00160-000242
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	34 cm
重量	14.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## NEO-2 α W (日進医療器)



介助 多機能

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 肘掛跳ね上げ
- 脚部スイングアウト



### 【特徴】

- ・リーズナブルな多機能モデル
- ・背シート高 40 cm

NEO-2 α W

非課税	TAIS/JANコード	00175-000400
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	26 cm
重量	12.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## WAVIT+ (カワムラサイクル)



介助 多機能

- ノーバンクタイヤ
- 座幅 40 cm
- 幅狭
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 肘掛跳ね上げ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト



### 【特徴】

- ・独自の曲線フレームで乗り心地とコンパクトさを実現
- ・背シート高 45.5 cm

WAP16-40S

非課税	TAIS/JANコード	00160-000243
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	30 cm
重量	12.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)



## カルティマ (ミキ)




A-16 紺

- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 左右連動駐車ブレーキ
- 肘掛 跳ね上げ
- 脚部スイングアウト

自走 多機能

### 【特徴】

- ・左右連動ワンハンドブレーキ採用
- ・背シート高 40 cm



CRT-7

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	32 cm
重量	11.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00122-000572
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## スキットシリーズ (ミキ)




#A-4

- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- クッション付属
- 背張り式バックサポート
- 肘掛 跳ね上げ

自走 多機能

### 【特徴】

- ・全幅 55cm のコンパクトタイプ
- ・背シート高 38 cm



SKT-4

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	28.5 cm
重量	13.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00122-000411
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## カルティマ (ミキ)




A-16 紺

- ノーバンクタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 左右連動駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- 肘掛 跳ね上げ

介助 多機能

### 【特徴】

- ・左右連動ワンハンドブレーキ採用
- ・背シート高 40 cm



CRT-8

前輪	6 インチ
後輪	14 インチ
折畳幅	25 cm
重量	10.5 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00122-000574
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## スキットシリーズ (ミキ)




#A-6

- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 軽量
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- クッション付属
- 背張り式バックサポート
- 肘掛 跳ね上げ

介助 多機能

### 【特徴】

- ・全幅 48cm のコンパクトタイプ
- ・背シート高 38 cm



SKT-2

前輪	6 インチ
後輪	14 インチ
折畳幅	21 cm
重量	12.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00122-000320
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器


## グレイスコア アジャスト (松永製作所)

自走 多機能




- 40cm(M-12)
- 42cm(M-13)

- ノーバンクタイヤ
- 高さモジュール
- 肘掛跳ね上げ
- クッション付属
- 座幅 40cm
- 座幅 42cm
- 介助ブレーキ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト
- 駐車ブレーキ
- 背張り式バックサポート



- 【特徴】
- 背シート高 56 cm
  - 工具不要で座奥調整可能 (34.38cm)
  - クッション厚み 5cm



GRC-51B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000409
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	5インチ
後輪	22インチ
折畳幅	32 cm
重量	17.1 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


## WAVIT Roo+ (カワムラサイクル)

自走 多機能




- ファブリック (リバーシブル)

- ノーバンクタイヤ
- 高さモジュール
- 肘掛跳ね上げ
- クッション付属
- 座幅 40cm
- 介助ブレーキ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト
- 駐車ブレーキ
- 背張り式バックサポート



- 【特徴】
- 独自のシーティングシステム LAVIC サポート採用
  - 工具レスでフィット調整可能
  - 背シート高 45.5 cm



WARP22-40-M(H/SH)

非課税	TAIS/JANコード	00160-000309
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	35 cm
重量	14.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


## グレイスコア アジャスト (松永製作所)

介助 多機能




- 40cm(M-12)
- 42cm(M-13)

- ノーバンクタイヤ
- 高さモジュール
- 肘掛跳ね上げ
- クッション付属
- 座幅 40cm
- 座幅 42cm
- 介助ブレーキ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト
- 駐車ブレーキ
- 背張り式バックサポート



- 【特徴】
- 背シート高 56 cm
  - 工具不要で座奥調整可能 (34.38cm)
  - クッション厚み 5cm



GRC-61B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000408
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	5インチ
後輪	16インチ
折畳幅	31 cm
重量	15.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)


## WAVIT Roo+ (カワムラサイクル)

介助 多機能




- ファブリック (リバーシブル)

- ノーバンクタイヤ
- 高さモジュール
- 肘掛跳ね上げ
- クッション付属
- 座幅 40cm
- 介助ブレーキ
- 肘掛高さ調整
- 脚部スイングアウト
- 駐車ブレーキ
- 背張り式バックサポート



- 【特徴】
- 独自のシーティングシステム LAVIC サポート採用
  - 工具レスでフィット調整可能
  - 背シート高 45.5 cm



WARP16-40-M(H/SH)

非課税	TAIS/JANコード	00160-000310
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折畳幅	31 cm
重量	14.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)



# 車いす

## ネクストコアアジャスト (松永製作所)

自走 多機能




38cm(F-1) 40cm(F-2) 42cm(F-4)

座幅 38cm 40cm 42cm


背張り式バックサポート 幅広 高さモジュール

脚部スイングアウト 介助ブレーキ 駐車ブレーキ

クッション付属 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整



- 【特徴】
- 背シート高 46 cm
  - クッション厚み前 3cm 後 2cm



NEXT-51B

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	28 cm
重量	14.6 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00066-000320

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## モダンシリーズ Cタイプ (カワムラサイクル) 中・高床タイプ

自走 多機能




40cm幅 No.83 ライトブルー 45cm幅 No.19 黒

ノーバンクタイヤ 座幅 40cm 45cm


背張り式バックサポート 幅広 高さモジュール

脚部スイングアウト 介助ブレーキ 駐車ブレーキ

クッション付属 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整



- 【特徴】
- 工具レスでフィット調整可能
  - 伸縮式駐車ブレーキ (10cm)
  - 背シート高 43 cm



KMD-C22-40(45)-M(H)/SH

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	30 cm
重量	16.5 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00160-000292

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ネクストコアアジャスト (松永製作所)

介助 多機能




38cm(F-1) 40cm(F-2) 42cm(F-4)

座幅 38cm 40cm 42cm


背張り式バックサポート 幅広 高さモジュール

脚部スイングアウト 介助ブレーキ 駐車ブレーキ

クッション付属 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整



- 【特徴】
- 背シート高 46 cm
  - クッション厚み前 3cm 後 2cm



NEXT-61B

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折畳幅	27 cm
重量	13.6 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00066-000321

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## モダンシリーズ Cタイプ (カワムラサイクル) 中・高床タイプ

介助 多機能




40cm幅 No.83 ライトブルー 45cm幅 No.19 黒

ノーバンクタイヤ 座幅 40cm 45cm


背張り式バックサポート 幅広 高さモジュール

脚部スイングアウト 介助ブレーキ 駐車ブレーキ

クッション付属 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整



- 【特徴】
- 工具レスでフィット調整可能
  - 伸縮式駐車ブレーキ (10cm)
  - 背シート高 43 cm



KMD-C16-40(45)-M(H)/SH

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折畳幅	27 cm
重量	15.3 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00160-000294

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器


## ネクストコア ミニモ (松永製作所)



40cm(F=2)


自走 多機能

- 座幅 40 cm
- 背張り式バックサポート
- 低床
- 高さ モジュール
- 脚部 スイングアウト
- 介助 フレーキ
- 駐車 プレーキ
- 肘掛 跳ね上げ
- 肘掛 高さ調整
- クッション 付属



### 【特徴】

- 背シート高 46 cm
- クッション厚み前 3cm 後 2cm



※前座高はクッション含まません

NEXT-50B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000328
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	5 インチ
後輪	20 インチ
折畳幅	28 cm
重量	14.3 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## モダンシリーズ Cタイプ (カフムラサイクル) 低床タイプ



40 cm幅 No.83 ライトブルー

座幅 40 cm

座幅 45 cm

45 cm幅 No.19 黒

座幅 40 cm

座幅 45 cm

座幅 40 cm

座幅 45 cm



座幅 40 cm

座幅 45 cm

### 【特徴】

- 工具レスでフット調整可能
- 伸縮式駐車プレーキ (10cm)
- 背シート高 43 cm

クッション 付属



※前座高はクッション含まません クッション厚み 3cm

KMD-C20-40(45)-LO(SL/SSL)

前輪	6 インチ
後輪	20 インチ
折畳幅	30 cm
重量	16.3 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00160-000292
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


## ネクストコア ミニモ (松永製作所)



40cm(F=2)


介助 多機能

- 座幅 40 cm
- 背張り式バックサポート
- 低床
- 高さ モジュール
- 脚部 スイングアウト
- 介助 フレーキ
- 駐車 プレーキ
- 肘掛 跳ね上げ
- 肘掛 高さ調整
- クッション 付属



### 【特徴】

- 背シート高 46 cm
- クッション厚み前 3cm 後 2cm



※前座高はクッション含まません

NEXT-60B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000329
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	27 cm
重量	13.6 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## モダンシリーズ Cタイプ (カフムラサイクル) 低床タイプ



40 cm幅 No.83 ライトブルー

座幅 40 cm

座幅 45 cm

45 cm幅 No.19 黒

座幅 40 cm

座幅 45 cm

座幅 40 cm

座幅 45 cm



座幅 40 cm

座幅 45 cm

### 【特徴】

- 工具レスでフット調整可能
- 伸縮式駐車プレーキ (10cm)
- 背シート高 43 cm

クッション 付属



※前座高はクッション含まません クッション厚み 3cm

KMD-C16-40(45)-LO(SL/SSL)

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	27 cm
重量	15.3 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税	TAIS/JANコード	00160-000294
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		



# 車いす

## NA-U7(日進医療器)



自走 多機能

座幅 40 cm 座幅 42 cm 座幅 44 cm

ノーパンクタイヤ 座幅モジュール 高さモジュール


幅広 幅狭 介助ブレーキ

駐車ブレーキ 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整

クッション付属 背張り式バックサポート 脚部スイングアウト


### 【特徴】

- ・エアリー仕様
- ・背シート高 45 cm
- ・座クッション厚み 4cm



NA-U7

非課税	TAIS/JANコード	00175-000336
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



※前座高はクッション含まません

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	30 cm
重量	14.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## ネクストコア グラン(松永製作所)



自走 標準


幅広 座幅 42 cm

介助ブレーキ 駐車ブレーキ

背張り式バックサポート クッション付属

### 【特徴】

- ・高身長のもゆったり座れる高床タイプ
- ・背シート高 46 cm



NEXT-12B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000326
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

前輪	6 インチ
後輪	22 インチ
折畳幅	30 cm
重量	12.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## NAH-U7(日進医療器)



介助 多機能

座幅 40 cm 座幅 42 cm 座幅 44 cm

ノーパンクタイヤ 座幅モジュール 高さモジュール


幅広 幅狭 介助ブレーキ

駐車ブレーキ 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整

クッション付属 背張り式バックサポート 脚部スイングアウト


### 【特徴】

- ・エアリー仕様
- ・背シート高 45 cm
- ・座クッション厚み 4cm



NAH-U7

非課税	TAIS/JANコード	00175-000337
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



※前座高はクッション含まません

前輪	6 インチ
後輪	14 インチ
折畳幅	26 cm
重量	13.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

## ネクストコア グラン(松永製作所)



介助 標準


幅広 座幅 42 cm

介助ブレーキ 駐車ブレーキ

背張り式バックサポート クッション付属

### 【特徴】

- ・高身長のもゆったり座れる高床タイプ
- ・背シート高 46 cm



NEXT-22B

非課税	TAIS/JANコード	00066-000327
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

前輪	6 インチ
後輪	16 インチ
折畳幅	29 cm
重量	11.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## スキットシリーズ (ミキ)





- 自走 多機能
- ノーバックタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 6輪
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- クッション付属
- 背張り式バックサポート

\* シートカラーは#A-4になります。

### 【特徴】

- コンパクトな室内用6輪タイプ
- 最小回転半径 52cm
- 背シート高 38 cm



SKT-5

非課税 TAIS/JANコード 00122-000444

前輪	4インチ
後輪	20インチ
折畳幅	28.5 cm
重量	15.2 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	


## とまっていシリーズ (ミキ)



- 自走 多機能
- 自動ブレーキ
- 低床
- 座幅 40 cm
- 脚部スイングアウト
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- クッション付属
- 背張り式バックサポート

### 【特徴】

- 立ち上がると自動でノンバックブレーキ
- クッション厚み前 4cm



\* 前座高はクッション含まません

### 【注意】

- 使用者体重最低 30 kg以上
- 80 mm以上のクッション使用禁止
- 25°以上のスロープ乗り越え不可

MBY-41B SW

非課税 TAIS/JANコード 00122-000534

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折畳幅	38 cm
重量	17.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



## スキットシリーズ (ミキ)



- 介助 多機能
- ノーバックタイヤ
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 6輪
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- クッション付属
- 背張り式バックサポート

### 【特徴】

- コンパクトな室内用6輪タイプ
- 最小回転半径 49cm
- 背シート高 38 cm



SKT-6

非課税 TAIS/JANコード 00122-000375

前輪	4インチ
後輪	14インチ
折畳幅	23 cm
重量	14.7 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## PC-Fit II Swing (プライムケア)




- 自走 多機能

- 座幅 40 cm
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- 背張り式バックサポート

### 【特徴】

- プライムケアオリジナル商品
- アクティブスポーツタイプ
- 車軸が前方についているためこぎやすい



PC-Fit II Swing

非課税 TAIS/JANコード 01038-000010

前輪	5インチ
後輪	24インチ
折畳幅	34 cm
重量	15.8 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	




# 車いす

## マイチルト - コンパクト II (松永製作所)



- 介助** **多機能**
- 幅狭
  - ノーバンクタイヤ
  - 座幅 40 cm
  - エレベーターテイング
  - ティルト
  - リクライニング
  - 肘掛高さ調整
  - 介助ブレーキ
  - 駐車ブレーキ
  - クッション付属
  - 背張り式バックサポート



- 【特徴】**
- 背もたれ 60 ~ 67cm で調整可能
  - クッション厚み 6.5cm

MH-CR2-SE

前輪	5インチ
後輪	12インチ
折畳幅	32.5 cm
重量	27.3 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00066-000412


月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

※前座高はクッション含まれません

## マイチルトミニ 3D (松永製作所)



- 介助** **多機能**
- 幅狭
  - ノーバンクタイヤ
  - 座幅 40 cm
  - エレベーターテイング
  - ティルト
  - リクライニング
  - 肘掛高さ調整
  - 介助ブレーキ
  - 駐車ブレーキ
  - クッション付属
  - 背張り式バックサポート



**【リフトアップ付き】**  
真横への移動が可能に、ベッドへの横付け、その場での旋回もできます。



MH-SRL-SE

前輪	5インチ
後輪	12インチ
折畳幅	34.0 cm
重量	29.0 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00066-000352



月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

※前座高はクッション含まれません

## くるーん (カワムラサイクル)



- 介助** **多機能**
- 幅狭
  - ノーバンクタイヤ
  - 座幅 42 cm
  - 介助ブレーキ
  - エレベーターテイング
  - ティルト & リクライニング
  - 駐車ブレーキ
  - 肘掛高さ調整
  - 肘掛跳ね上げ
  - クッション付属
  - 背張り式バックサポート



- 【特徴】**
- 全幅 56.5cm のコンパクト設計
  - クッション厚み 6.5cm

KPFK-12

前輪	6インチ
後輪	12インチ
折畳幅	35.0 cm
重量	21.5 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00160-000250


月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

※前座高はクッション含まれません

## スキットシリーズ (ミキ)



- 介助** **多機能**
- ティルト
  - 幅狭
  - 座幅 40 cm
  - 肘掛跳ね上げ
  - 介助ブレーキ
  - 駐車ブレーキ
  - クッション付属
  - 背張り式バックサポート



- 【特徴】**
- 全幅が 480 mm とコンパクト
  - マルチヘッドサポートで多彩な調整

SKT-7

前輪	6インチ
後輪	14インチ
折畳幅	32.0 cm
重量	19.0 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

非課税 TAIS/JANコード 00122-000433

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

※前座高はクッション含まれません

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## E! サポート車いす ミライト (ミキ)

状況に応じて走行速度を1~5km/hの5段階から設定できる「ボタン式」のE!サポート車いす。簡単な右手のボタン操作で車いすを制御できます。



### milite



ボタンスイッチ



電源スイッチパネル (ON/OFF)

リチウムイオンバッテリー  
BAT-240-025




電動 介助 多機能

- 軽量
- 幅狭
- 座幅 40 cm
- 駐車ブレーキ
- 介助ブレーキ
- クッション付属



エアールクッション

利用者に合わせて空気圧調整ができるクッションです。適切な空気圧調整により、体圧が分散され、安定した座位姿勢で快適に過ごすことができます。



連続走行距離 **5.8 km**

重量 **14.6 kg**  
バッテリー含む

走行速度 (前進)	1 ~ 5 km / h (5 段階)
走行速度 (後進)	設定速度の約 1/3 に減速
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	0.6 kg
バッテリー電圧	24V
バッテリー容量	60Wh
連続走行距離	5.8 km (時速4km / hで約 1.5 時間)
充電時間	約 3 時間

前輪	6 インチ
後輪	14 インチ
折畳幅	29.5 cm
重量	14.6 kg
耐荷重	100 kg (積載物含む)

CRT-ES-2

非課税	TAIS/JANコード	00122-000686
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1 割)		
ご利用者負担額 (2 割)		

ハイパワー型電動車いす Rocket J II (WELL HOME)  
「行ってみたい」「やってみよう」をハイパワー型電動車いす Rocket J II で実現できます。



電動 自走 多機能




登坂角度 12 度

パワフルなモーターで坂道をスイスイ登ります。(一般的な登坂角度は6~8度※当社調べ)



リチウムイオンバッテリー搭載

- 座幅 40 cm
- 肘掛跳ね上げ
- 肘掛高さ調整
- 駐車ブレーキ
- 脚部スイングアウト
- クッション付属
- 背張り式バックサポート



登坂角度 **12 度**

最高速度 **6 km/h**



安定性抜群の幅広タイヤ



手動電動切替が簡単で安心

走行速度	1.8 ~ 6 km / h (5 段階)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	2.3 kg
バッテリー電圧	24V x 14.5Ah
連続走行距離	25 km (使用状況や環境による)
充電時間	約 3 ~ 4 時間

WH-E100-RJ II

非課税	TAIS/JANコード	01701-000017
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1 割)		
ご利用者負担額 (2 割)		



## セリオ セリオ



電動車いす・電動カートは株式会社セリオよりダブルレンタルとさせていただきますので商品につきましては株式会社セリオ HP をご覧ください。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

### ■ 安心のレンタル補償制度

弊社レンタル商品については、動産補償賠償補償が付帯。  
セニアカー・電動車いすには傷害補償も付帯。

● 傷害… 搭乗中の事故による運転手のおケガをサポート。  
※ 傷害補償は電動車いす・セニアカーに限ります。

### ○ セニアカー・電動車いす補償の補償金額

補償種類	補償内容		自己負担額	
動産補償	動産	本体の時価額を限度に修理費を補償します。	3,000円 (税抜)	
賠償補償	対人	1名		1億円
		1事故		2億円限度
賠償補償	対物	1事故		2億円
		死亡・後遺障害	最高300万円	
傷害補償	入院	1日(180日限度)	3,000円	
	通院	1日(90日限度)	2,000円	

#### 動産事故

火災

水害



盗難



衝突

落下



#### 賠償事故

対人



対物



#### 傷害事故

交通事故



その他の事故



### ■ 事故が起きてしまったら!?

プライムケア中部㈱に速やかにご報告ください。  
電動車いすで第三者が怪我をした場合は速やかに 110 番に連絡してください。



# 車いす付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ


手すり

徘徊感知機器

## ファセットケアクッション (イノアックリピング)




厚さ 7.0 cm  
防水



- 3層構造
- 高通気高反発(やわらか感触)
- 高通気高反発(しっかり感触)
- 高硬度支持層

上層から下層にかけて硬くなる設計で底付きしにくく、しっかりと支えます。

### 独自の六角形スリット 坐骨の負担軽減




荷重により沈み込む独自構造。圧力負担を軽減します。荷重がかかりやすい坐骨部に大きめのスリット加工を施しやさしく包み込みます。

KG1506

柔	硬	課税	TAIS/JANコード	00357-000139
重	量	約 500g	月額利用料金	
中	材	ウレタンフォーム	ご利用者負担額 (1割)	
カ	バ	ポリエステル 100% ポリウレタンフィルムラミネート	ご利用者負担額 (2割)	

## フロリオ (ケープ)




厚さ 6.0 cm  
通気

お手入れ簡単。洗濯機で丸洗いしたら自然乾燥でOK。



柔	硬	課税	TAIS/JANコード	00206-000132
重	量	約 0.6 kg	月額利用料金	
素	材	[本体] ウレタンフォーム [アウターカバー] ポリエステル ターボリン布(滑り止め) [インナーカバー] ポリエステル	ご利用者負担額 (1割)	
			ご利用者負担額 (2割)	

## アルトネ (ケープ)




厚さ 5.5 cm  
防水

「いつでも清潔」  
「設置方向フリーデザイン」

柔	硬	課税	TAIS/JANコード	00206-000136
重	量	約 0.9 kg	月額利用料金	
素	材	[本体] ウレタンフォーム [カバー] ポリエタンフィルムラミネート PVCラミネート	ご利用者負担額 (1割)	
			ご利用者負担額 (2割)	

## ハイブリッドケアシート (グローバル産業)




厚さ 5.0 cm  
防水  
通気  
リバーシブル



柔	硬	課税	TAIS/JANコード	01149-000014
重	量	約 0.8 kg	月額利用料金	
素	材	[本体] 天然ラテックス [防水カバー面] アクリル [通気カバー面] ポリエステル	ご利用者負担額 (1割)	
			ご利用者負担額 (2割)	

## Gクッション (タイカ)



厚さ 6.0 cm  
防水

柔	硬	課税	TAIS/JANコード	00563-000017
重	量	約 600g	月額利用料金	
中	材	[天面・側面] 表: ポリエステル 裏: ポリエタン [底面] ポリエステル メタクリル樹脂	ご利用者負担額 (1割)	
カ	バ	・ポリウレタンフォーム ・シリコンゲル	ご利用者負担額 (2割)	



# 車いす付属品

## アウル REHA 3D ジャスト (加地)

厚さ  
6.8  
8.0cm

通気

形状  
3D



3D形状で厚みをおさえた  
快適姿勢保持クッション



重 量	約 1.5 kg
中 材	[素材・中材・裏材] ウレタン合成 エクスジェル ウレタンフォーム 滑り止め付きナイロン
カバ	[素材・裏材] ポリエステル 100% ウレタンフォーム ウレタンフィルム 滑り止め付きナイロン

課税 TAIS/JANコード 00540-000055

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## アウル REHA レギュラー (加地)

厚さ  
4.0  
cm

通気



薄さ4cmのフラットな  
スタンダードタイプ



重 量	約 1.2 kg
中 材	[素材・中材・裏材] ウレタン合成 エクスジェル ウレタンフォーム 滑り止め付きナイロン
カバ	[素材・裏材] ポリエステル 100% ウレタンフォーム ウレタンフィルム 滑り止め付きナイロン

課税 TAIS/JANコード 00540-000028

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## アウル REHA ハイ (加地)

厚さ  
8.0  
cm

通気



坐骨部の沈み込み量を  
確保した約8cmの厚手タイプ



重 量	約 1.4 kg
中 材	[素材・中材・裏材] ウレタン合成 エクスジェル ウレタンフォーム 滑り止め付きナイロン
カバ	[素材・裏材] ポリエステル 100% ウレタンフォーム ウレタンフィルム 滑り止め付きナイロン

課税 TAIS/JANコード 00540-000029


月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## アウルサポート シートクッション (加地)

厚さ  
5.0  
7.0cm

通気

形状  
3D



座り心地を追求した  
アウルデザイン

- お尻を包み込む形状のアウル・アイ。
- 尾骨・仙骨への圧力を軽減するアウル・スリット。



重 量	約 1.2 kg
中 材	[本体] クロロプレンゴム ナイロン 100% エクスジェル ウレタンフォーム 滑り止め付きナイロン [カバー] ポリエステル 100% ウレタンフォーム ウレタンフィルム 滑り止め付きナイロン

課税 TAIS/JANコード 00540-000016

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ピタシートクッション 55 (ファンディーナ)

厚さ  
5.5  
cm

通気



ジェルセグメントと  
高弾性ウレタンを組合せた  
スタンダードクッション



重 量	約 1.2 kg
素 材	[本体] 熱可塑性エラストマー ウレタンフォーム [カバー] ポリエステル

課税 TAIS/JANコード 00857-000006

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ピタシートクッション 70 (ファンディーナ)

厚さ  
7.0  
cm

通気



ジェルセグメントを2枚重ね  
柔らかさを重視。  
痛みのある方に最適です。



重 量	約 2.2 kg
素 材	[本体] 熱可塑性エラストマー ウレタンフォーム [カバー] ポリエステル

課税 TAIS/JANコード 00857-000007

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 車いす付属品

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器

## パワークッション (モルテン)

厚さ 8.0 cm

通気



【かたさ調整】  
最適な圧で自動調整  
3段階で選べます

【除圧】  
「静止型」「圧切替型」  
の選択ができます

電池残量の確認  
クッション底面の窓からLEDの点灯で電池残量の確認が可能

重量	約 500g
カバー	[エアセル] ウレタンフィルム ウレタン防止フォーム] ウレタンフォーム [カバー] ポリエステル ナイロン
充電	AC100V 又は USB

バッテリー 保持時間	[動き(小)] 約 50 時間 [動き(多)] 約 15 時間 [充電時間] 約 6 時間
---------------	--

MPWCL	TAIS/JANコード	00054-000439
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## バリライトソロストレータス (ユーキトレーディング)

厚さ 7.5 cm

防水

エア調整式



オーダーメイド感覚で  
お好みの空気量に調整  
できるロングセラーモデル

無段階で空気量を調整  
できるバルブがついております


56630	課税	TAIS/JANコード	00468-000002
-------	----	-------------	--------------

重量	約 0.65 kg
素材	[本体] ポリウレタン ポリエステル
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ベスポジェルクッション (ケープ)

厚さ 6.5 cm

防水



前ずれ防止と  
足こぎサポートの二役

- 1 足こぎしやすい
- 2 前ずれしにくい

柔	硬	CK-375	課税	TAIS/JANコード	00206-000072
---	---	--------	----	-------------	--------------

重量	約 1.9 kg
素材	[上面/表地] ポリエステル [裏地] ポリウレタンフィルム [下面] ターポリン布
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ロホクッション ロータイプ (ベルモビル)

厚さ 5.0 cm

通気

エア調整式



でん部を沈み込ませ、効果的に圧力を分散  
床ずれ予防を優先した1バルブタイプのクッション

付属品:エアポンプ

5308-15	課税	TAIS/JANコード	01300-000037
---------	----	-------------	--------------

重量	約 0.8 kg
素材	[本体] 耐失禁ネオブレナ パー [カバー] 難燃性ナイロン
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ジェルセル G2 (タカノ)

厚さ 4.0 cm

防水

エア調整式



「快適性」「床ずれ予防に優れた  
「エア」+「ジェル」の組み合わせのクッション

付属品:エアポンプ

TC-GC2-40	課税	TAIS/JANコード	00297-000080
-----------	----	-------------	--------------

重量	約 1.5 kg
素材	[本体] ポリウレタンフィルム シリコンジェル
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	



# 車いす付属品

## アウルサポート バッククッション (加地)

厚さ  
12.0  
cm

通気

背部



姿勢保持に優れた  
車いす用クッション

重量	約 1.4 kg
素材	[アウルウイング] ウレタン合皮 エクスジェル ウレタンフォーム [腰・背パッド] ウレタン合皮 ウレタンフォーム [背板] ナイロン 100% 発泡ポリエチレン [カバー] ポリエステル 100% ウレタンフォーム

OWLS-B01

課税	TAIS/JANコード	00540-000015
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## エクスジェル バッククッション (加地)

背部

圧力のかかる骨盤と  
仙骨部にエクスジェル  
を配置し、負荷を軽減



BAC01-BK

重量	約 0.5 kg
素材	[本体] ウレタン合成皮革 エクスジェル ウレタンフォーム [カバー] ポリエステル

課税	TAIS/JANコード	00540-000034
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## マーブルクッション M2 洗浄タイプ (ヒラボ)

通気

体位保持



前方に支持面ができ、クッションに  
腕を乗せることで前傾姿勢を促し、  
骨盤を立て、座姿勢が崩れるの  
を防ぎます。  
円背の方、体幹が不安定な方、  
骨盤の後傾によって前スレ姿勢に  
なりやすい方におすすめです。

MC-M2A

重量	約 2.0 kg
素材	[本体] ポリプロピレン ポリエチレン [カバー] ポリエステル 綿

課税	TAIS/JANコード	01908-000028
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## マーブルクッション C1 洗浄タイプ (ヒラボ)

通気

体位保持



背中から肩、腕を支える  
ことにより、座位姿勢の  
崩れを防ぎます

MC-C1A

重量	約 1.0 kg
素材	[本体] ポリプロピレン ポリエチレン [カバー] ポリエステル 綿

課税	TAIS/JANコード	01908-000019
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## 車いすテーブル E タイプ (日進医療器)



4本のマジックベルトで  
肘掛に固定



TY070E

非課税	TAIS/JANコード	00175-000260
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量	約 1.5 kg
素材	[本体] ポリプロピレン

## スーパーヘッド M サイズ (アルバジャパン)



背パイプ取り付け式

マクラの位置は上下、前後、さらに  
頭の傾きに合わせて調整ができ、  
安定した姿勢で座ることができます。

※取付可能な車いす

- ・背パイプ径 19 ~ 22mm
- ・座幅 36 ~ 44cm

スーパーヘッド Mサイズ

課税	TAIS/JANコード	00156-000015
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量	約 1.1 kg
サイズ	幅 41cm 高さ 36cm 奥行 28cm

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## 段差に対する必要な長さの目安

### スロープの長さ

車イスで自走する場合

段差の **12** 倍

傾斜角度 5°

目安角度 **5°**  
自走

介助者同伴で走行する場合

段差の **6** 倍

傾斜角度 10°

目安角度 **10°**  
介助

最大傾斜

段差の **4** 倍

傾斜角度 15°

最大 **15°**

### 必要な長さの例

状況	必要な長さ(20cmの段差)
自走	20cm × 12 = 240cm
介助者同伴	20cm × 6 = 180cm
最大傾斜	20cm × 4 = 60cm

### ※注意事項

- あくまで目安になるためメーカーや商品によっては基準が異なる場合があります。
- 最大傾斜で使用した場合、車いすによってはステップを擦る場合がありますのでご注意ください。
- 電動車いすでスロープを登坂する場合は該当機種の最大登坂角度とスロープの角度を考慮し、無理がないか確認してください。

商品名	段差の高さ	段差の高さ								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
ケアスロープ	65cm	4.4°	8.7°	13.0°	17.1°	21.0°				
ケアスロープ	100cm	2.8°	5.7°	8.5°	11.3°	14.0°	16.7°	21.8°		
レッツボード	100cm	2.8°	5.7°	8.5°	11.3°	14.0°	16.7°	21.8°		
ケアスロープ	120cm	2.3°	4.7°	7.1°	9.4°	11.7°	14.0°	18.4°	22.6°	
レッツボード	125cm	2.3°	4.5°	6.8°	9.0°	11.3°	13.5°	17.7°	21.8°	25.6°
ケアスロープ	150cm		3.8°	5.7°	7.6°	9.4°	11.3°	14.9°	18.4°	21.8°
レッツボード	150cm		3.8°	5.7°	7.6°	9.4°	11.3°	14.9°	18.4°	21.8°
ケアスロープ	175cm		3.2°	4.9°	6.5°	8.1°	9.7°	12.9°	15.9°	18.9°
レッツボード	175cm		3.2°	4.9°	6.5°	8.1°	9.7°	12.9°	15.9°	18.9°
ケアスロープ	200cm		2.8°	4.3°	5.7°	7.1°	8.5°	11.3°	14.0°	16.7°
レッツボード	200cm		2.8°	4.3°	5.7°	7.1°	8.5°	11.3°	14.0°	16.7°
ケアスロープ	240cm			3.6°	4.7°	5.9°	7.1°	9.5°	11.7°	14.0°
レッツボード	240cm			3.6°	4.7°	5.9°	7.1°	9.5°	11.7°	14.0°
レッツボード	280cm			3.0°	4.0°	5.1°	6.1°	8.1°	10.1°	12.0°
ケアスロープ	285cm			3.0°	4.0°	5.0°	6.0°	7.9°	9.9°	11.8°

# スロープ

## ケアスロープ (ケアメディックス)

折り畳み式で軽量なので持ち運びも簡単



耐荷重  
300 kg

全幅  
70 cm

有効幅  
64 cm

収納幅  
35 cm

※ 有効幅は、すべり止め加工を行っている最大幅を示し、内幅は69cmとなります。

### 使用方法



65cm	CS-65	重量:3kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000015
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

100cm	CS-100	重量:5kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000016
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

120cm	CS-120	重量:6kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000017
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

150cm	CS-150	重量:8kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000018
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

175cm	CS-175	重量:9kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000019
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


200cm	CS-200	重量:10kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000020
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

240cm	CS-240C	重量:12kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000021
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

285cm	CS-285C	重量:15kg
課税	TAIS/JANコード	00093-000038
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## ケアスロープジョイント台 (ケアメディックス)

ケアスロープ2台を組合せることで高段差に対応可能



使用スロープ	CS-150	CS-175	CS-200	CS-240C	CS-285C
CS-150	TAIS CSJ-300 00093-000022 全長(台含む) 342.5cm				
CS-175	TAIS CSJ-325 00093-000023 全長(台含む) 367.5cm	TAIS CSJ-350W 00093-000044 全長(台含む) 392.5cm	※ 従来は下端側をCS-150に固定しておりましたが、CS-150~CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけるようになりました。		
CS-200	TAIS CSJ-350 00093-000024 全長(台含む) 392.5cm	TAIS CSJ-375 00093-000045 全長(台含む) 417.5cm	TAIS CSJ-400 00093-000048 全長(台含む) 442.5cm		
CS-240C	TAIS CSJ-390 00093-000025 全長(台含む) 432.5cm	TAIS CSJ-415 00093-000046 全長(台含む) 457.5cm	TAIS CSJ-440 00093-000049 全長(台含む) 482.5cm	TAIS CSJ-480 00093-000051 全長(台含む) 522.5cm	
CS-285C	TAIS CSJ-435 00093-000043 全長(台含む) 477.5cm	TAIS CSJ-460 00093-000047 全長(台含む) 502.5cm	TAIS CSJ-485 00093-000050 全長(台含む) 527.5cm	TAIS CSJ-525 00093-000052 全長(台含む) 567.5cm	TAIS CSJ-570 00093-000053 全長(台含む) 612.5cm

幅	78.0cm
長さ	42.5cm
高さ	21.0 ~ 26.0cm
重量	12 kg

課税	CS-J
月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

# スロープ

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

レッツボード (パラマウントベッド)  
軽量・コンパクトで持ち運びしやすい仕様です。

## レッツボード



耐荷重  
300 kg

全幅  
68 cm


有効幅  
65 cm

収納幅  
35 cm



軽量かつ総幅68cm(有効幅65cm)のコンパクトサイズです。スロープの真ん中で2つに折り畳み取手をもって運べます。

住宅環境にマッチしやすいモトーンカラーです。走行面とのコントラストが高く、視認しやすい脱輪予防エッジを採用しています。



125cm KQ-3312 重量:6kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001191

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

175cm KQ-3317 重量:9kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001193

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

240cm KQ-3324 重量:12.5kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001195

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

100cm KQ-3310 重量:5kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001190

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

150cm KQ-3315 重量:7kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001192

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

200cm KQ-3320 重量:10.5kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001194

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

280cm KQ-3328 重量:17.5kg

課税 TAIS/JANコード 00170-001196

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

車いす用スロープ 段ない・スロータイプ (シコク)  
和風建築や神社の敷居にも使える革新的なスロープ



ロールパーツが脱着可能で、現場の段差・スペース・障害物などに合わせて、長さが10cm単位で調整できます。

耐荷重  
250 kg

全幅  
70 cm

有効幅  
69 cm



設置は簡単。ロールになったスロープを広げるだけ。

補助脚を取付けることで、使用時のたわみを抑えられ、より安心してお使いいただけます。  
※2m以上で使用の場合。



150cm 630-150 重量:14.3kg

課税 TAIS/JANコード 01235-000036

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

200cm 630-200 重量:19.0kg

課税 TAIS/JANコード 01235-000041

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

250cm 630-250 重量:24.7kg

課税 TAIS/JANコード 01235-000046

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

製品紹介動画



段差・階段だけでなく、和風建築の敷居や障害物にアース状にまたがせて使用できます。





# スロープ

## インタースロープ (モルテン)



屋内 全幅 76 cm 角度 14 度

屋外 有効幅 70 cm 耐荷重 120 kg



1.0cm MSRP1076	月額利用料金	4.0cm MSRP4076	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000173	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000179	ご利用者負担額 (1割)
重量 0.10 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 1.10 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)
1.5cm MSRP1576	月額利用料金	4.5cm MSRP4576	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000174	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000180	ご利用者負担額 (1割)
重量 0.25 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 2.10 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)
2.0cm MSRP2076	月額利用料金	5.0cm MSRP5076	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000175	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000181	ご利用者負担額 (1割)
重量 0.39 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 2.90 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)
2.5cm MSRP2576	月額利用料金	5.5cm MSRP5576	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000176	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000182	ご利用者負担額 (1割)
重量 0.56 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 2.60 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)
3.0cm MSRP3076	月額利用料金	6.0cm MSRP6076	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000177	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000183	ご利用者負担額 (1割)
重量 0.75 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 3.70 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)
3.5cm MSRP3576	月額利用料金	6.5cm MSRP6576	月額利用料金
TAIS/JANコード 00054-000178	ご利用者負担額 (1割)	TAIS/JANコード 00054-000184	ご利用者負担額 (1割)
重量 1.00 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)	重量 4.70 kg 課税	ご利用者負担額 (2割)

## 室内用スロープ 段ない・ス ショートタイプ (シコク)



樹脂タイプは側面垂直加工で  
木製タイプは側面傾斜加工になっております。



高さ調整レベルによりミリ単位での調整ができ  
屋内のあらゆる段差に適応します。

屋内 全幅 80 cm

樹脂15mm 629-015	樹脂20mm 629-025
TAIS/JANコード 01235-000076	TAIS/JANコード 01235-000077
重量 約 0.5 kg	重量 約 1.0 kg
耐荷重 約 150 kg	耐荷重 約 150 kg
木製31mm 629-035	木製36mm 629-045
TAIS/JANコード 01235-000078	TAIS/JANコード 01235-000079
重量 約 1.2 kg	重量 約 1.6 kg
耐荷重 約 120 kg	耐荷重 約 120 kg
木製41mm 629-055	木製46mm 629-065
TAIS/JANコード 01235-000080	TAIS/JANコード 01235-000081
重量 約 2.1 kg	重量 約 2.4 kg
耐荷重 約 120 kg	耐荷重 約 120 kg

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 移動用リフト

## 独立宣言エコライト (コムラ製作所)



座面・背もたれ・肘掛が連動して昇降。肘掛先端の大型レバーを上へ引けばUP、下へ下せばDOWN。指先に力を入れなくても、手のあらゆる部分で軽く操作できます。レバーは左右入れ替えができます。



サイズ	高 84 × 幅 62 × 奥 78 (cm)
重量	36 kg
耐荷重	100 kg
座面高さ	16 ~ 57cm
昇降速度	2cm/秒

DSERA

課税 TAIS/JANコード 00088-000012

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## 独立宣言ツイスト (コムラ製作所)



座面・背もたれ・肘掛が連動して昇降。肘掛先端の大型レバーを上へ引けばUP、下へ下せばDOWN。指先に力を入れなくても、手のあらゆる部分で軽く操作できます。レバーは左右入れ替えができます。



サイズ	高 94 × 幅 64.5 × 奥 82.5 (cm)
重量	46 kg
耐荷重	80 kg
座面高さ	16 ~ 57.5cm
昇降速度	1.8cm/秒
座部回転角度	左右各 70度

DSTR

課税 TAIS/JANコード 00088-000014

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## 独立宣言リクライニング (コムラ製作所)



立ち座りを楽にする独立宣言の本来の機能に加えて、背もたれが傾斜するリクライニング機能や、座った姿勢のまま安定できるチルト機能が胸の苦しさを和らげ、座った状態で長時間くつろげるようになりました。



サイズ	高 95.5 × 幅 66 × 奥 101.5 (cm)
重量	45 kg
耐荷重	100 kg
座面高さ	16 ~ 57.5cm
昇降速度	1.6cm/秒
リクライニング角度	30度 (105度 ~ 135度)
チルト角度	45度 (15度 ~ 45度)

DSREC

課税 TAIS/JANコード 00088-000015

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## 独立宣言ローザ コンパクトシート (コムラ製作所)



座板が薄く超低床にな昇降座椅子です。床から1.5cmしかないため移乗時に座板高さが障壁と



高さ位置設定  
座板高さは後方の最高位置調整スイッチにより調整することができます。



サイズ	高 97.5 × 幅 55 × 奥 81 (cm)
重量	42 kg
耐荷重	80 kg
座面高さ	1.5 ~ 61cm
昇降速度	1.4cm/秒

DSRS-C

課税 TAIS/JANコード 00088-000022

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 移動用リフト

## 入浴介助用リフト バスラベンダー(西川)

多様化する浴槽にも設置可能、安全性を高めた国産の入浴介助リフト

工事  
不要

簡単設置  
浴槽内に  
置くだけ



**シンプルなりモコン**  
押し続けている間だけ昇降します。  
移乗時は赤いランプが点滅します。

**ニッケル水素電池を使用。**  
昇降回数 約25回(新品時平均回数)  
充電時間 約2時間

**シート着脱式**  
本体昇降部にフックで引掛けているだけ。  
着脱も解除レバーを引くだけです。

**安全ストッパーを搭載**  
足などの挟み込み・接触を感知した際、  
下降が止まる安心設計。

**特殊な吸盤で浴槽に吸着**  
4箇所を設置することで高い吸着と  
安定を確保します。

**サイドフラップを標準装備**  
左右入れ替え可能

**シートベルトを標準装備**  
昇降時の浮力による不安を軽減します。

適合浴槽内寸	幅 40 cm以上、長さ 80 cm以上
本体サイズ	幅 560(サイドフラップ取付時)×奥 670×高 1,146 mm
座面サイズ	幅 38×奥 32cm
フラップサイズ	幅 15×奥 29cm
背もたれサイズ	幅 15×高 40cm
昇降範囲	95～680 mm
重量	18.5 kg(本体 16 kg座面部 2.5 kg)
最大耐荷重	100 kg
昇降回数	約 25 回(新品時平均)
充電時間	約 2 時間
バッテリー規格	12V3000mAh(リフレッシュ機能付き)
LEDランプ	赤色:通電待機 緑色:充電中 緑点滅:充電完了 赤点滅:温度異常

### バスラベンダー

課税	TAIS/JANコード	00109-000108
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

## 歩行器・歩行車の持ち手の高さ目安

$$\text{身長} \div 2 + (2 \sim 5\text{cm})$$

※ あくまで目安となりますのでご利用者の身体状況に合わせて下さい。



持ち手を掴むタイプの歩行器は、肘を約30°に曲げた状態で持ち手を握れる高さ



腕で支えるタイプの歩行器は、まっすぐ立った状態で肘を90°に曲げ、アームレストに腕が乗る高さが最適といわれています。



(例)身長163cm<sup>\*</sup>の場合 ※男性の平均身長  
 $163 \div 2 + (5 \sim 15\text{cm}) = 86.5 \sim 96.5\text{cm}$

※75～79歳男女の平均身長…男性:162.9cm/女性:149.3cm  
平成27年 厚生労働省 身体状況調査より

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器

### セーフティアームウォーカー固定脚(イーストアイ)



前脚 固定脚  
後脚 固定脚

非課税
月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)


ハイタイプ	SAWHR
使用者身長目安	145～170cm
TAIS/JANコード	00465-000099
高さ	75.5～85.5cm (2.5cm間隔 5段階)
最大幅	58.5cm
最大奥行	46cm
内寸	44cm
重量	3.0kg

スタンダードタイプ	SAWR
使用者身長目安	130～150cm
TAIS/JANコード	00465-000036
高さ	66.5～76.5cm (2.5cm間隔 5段階)
最大幅	56cm
最大奥行	45cm
内寸	44cm
重量	2.8kg

ミニタイプ	SAWSR
使用者身長目安	115～135cm
TAIS/JANコード	00465-000037
高さ	59.0～69.0cm (2.5cm間隔 5段階)
最大幅	53cm
最大奥行	43cm
内寸	40cm
重量	2.7kg

SSタイプ	SAWSSR
使用者身長目安	115～135cm
TAIS/JANコード	00465-000043
高さ	59.0～69.0cm (2.5cm間隔 5段階)
最大幅	58.5cm
最大奥行	39cm
内寸	33cm
重量	2.5kg

### スリムフレームウォーカー(シンエンス)



WFS-4968	
使用者身長目安	135～160cm
高さ	約68.5～81cm (約2cm間隔 6段階)
最大幅	約49cm
内寸	約38cm
最大奥行	約43cm
重量	約2.55kg
TAIS/JANコード	00855-000002

幅狭 前脚 固定 後脚 固定

非課税
月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)



# 歩行器

セーフティアームウォーカー C タイプ (イーストアイ)



前輪 3in 直進 後脚 ストッパー

非課税

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

ハイタイプ	SAWCHR
使用者身長目安	155~180cm
TAIS/JANコード	00465-000047
高さ	80.5 ~ 90.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	58.5cm
最大奥行	51cm
内寸	44cm
重量	3.3 kg

スタンダードタイプ	SAWCR
使用者身長目安	140~160cm
TAIS/JANコード	00465-000025
高さ	71.5 ~ 81.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	57cm
最大奥行	51cm
内寸	44cm
重量	3.1 kg

ミニタイプ	SAWCSR
使用者身長目安	125~145cm
TAIS/JANコード	00465-000040
高さ	64.0 ~ 74.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	55cm
最大奥行	48cm
内寸	40cm
重量	2.9 kg

SSタイプ	SAWCSSR
使用者身長目安	125~145cm
TAIS/JANコード	00465-000044
高さ	64.0 ~ 74.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	47cm
最大奥行	44cm
内寸	33cm
重量	2.7 kg

セーフティアームウォーカー L タイプ (イーストアイ)



前輪 5in 回転 後脚 3in 直進

非課税

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

ハイタイプ	SAWLHR
使用者身長目安	170~190cm
TAIS/JANコード	00465-000100
高さ	88.5 ~ 98.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	64.5cm
最大奥行	57cm
内寸	44cm
重量	4.0 kg

スタンダードタイプ	SAWLR
使用者身長目安	155~175cm
TAIS/JANコード	00465-000017
高さ	79.5 ~ 89.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	63cm
最大奥行	57cm
内寸	44cm
重量	3.8 kg

ミニタイプ	SAWLSR
使用者身長目安	140~165cm
TAIS/JANコード	00465-000054
高さ	72.0 ~ 82.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	61cm
最大奥行	55cm
内寸	40cm
重量	3.7 kg

セーフティアームウォーカー M タイプ (イーストアイ)



前輪 3in 回転 後輪 3in 直進

非課税

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

ハイタイプ	SAWMHR
使用者身長目安	160~185cm
TAIS/JANコード	00465-000048
高さ	82.5 ~ 92.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	64cm
最大奥行	54cm
内寸	44cm
重量	3.7 kg

スタンダードタイプ	SAWMR
使用者身長目安	140~165cm
TAIS/JANコード	00465-000039
高さ	73.5 ~ 83.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	62cm
最大奥行	54cm
内寸	44cm
重量	3.5 kg

ミニタイプ	SAWMSR
使用者身長目安	130~150cm
TAIS/JANコード	00465-000041
高さ	66.0 ~ 76.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	60cm
最大奥行	52cm
内寸	40cm
重量	3.3 kg

SSタイプ	SAWMSSR
使用者身長目安	130~150cm
TAIS/JANコード	00465-000045
高さ	66.0 ~ 76.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	52cm
最大奥行	48cm
内寸	33cm
重量	3.1 kg

スリムフレームウォーカー 3 インチキャスターモデル (シンエンス)



幅狭 前輪 3in 回転 後輪 3in 直進&B



WFS-4968SW3GW

使用者身長目安	150~175cm
高さ	約 76 ~ 88.5cm (約 2cm 間隔 6 段階)
最大幅	約 54cm
内寸	約 38cm
最大奥行	約 51cm
重量	約 3.25 kg

非課税

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

### セーフティアームウォーカー G タイプ (イーストアイ)



非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

ハイタイプ	SAWGHR
使用者身長目安	170~190cm
TAIS/JANコード	00465-00046
高さ	88.5~98.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	69.5cm
最大奥行	59cm
内寸	44cm
重量	5.0 kg

スタンダードタイプ	SAWGR
使用者身長目安	155~175cm
TAIS/JANコード	00465-000038
高さ	79.5~89.5cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	68cm
最大奥行	59cm
内寸	44cm
重量	4.8 kg

ミニタイプ	SAWGSR
使用者身長目安	140~165cm
TAIS/JANコード	00465-000027
高さ	72.0~82.0cm (2.5cm 間隔 5 段階)
最大幅	65.5cm
最大奥行	57cm
内寸	40cm
重量	4.5 kg

### スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型 (シンエンス)



WFS-4968R	使用者身長目安	135~160cm
高さ	約 68.5~81cm (約 2cm 間隔 6 段階)	
最大幅	約 49cm	
内寸	約 38cm	
最大奥行	約 44cm	
重量	約 2.7 kg	
TAIS/JANコード	00855-000004	

幅狭 前脚 固定 後脚 固定

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

### Mg ウォーカー III 型 (田辺プレス)



軽量 前脚 固定 後脚 固定

Sサイズ	使用者身長目安	120~145cm
高さ	約 63~74cm (1cm 間隔 12 段階)	
最大幅	約 53.5cm	
内寸	約 35.5cm	
最大奥行	約 44cm	
重量	約 1.45 kg	
TAIS/JANコード	01105-000014	

Mサイズ	使用者身長目安	145~165cm
高さ	約 74.5~85.5cm (1cm 間隔 12 段階)	
最大幅	約 56cm	
内寸	約 43.5cm	
最大奥行	約 44cm	
重量	約 1.55 kg	
TAIS/JANコード	01105-000015	

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

### Mg ウォーカー II 型 (田辺プレス)



軽量 前脚 固定 後脚 固定

Sサイズ	使用者身長目安	120~150cm
高さ	約 63.5~78.5cm (1cm 間隔 16 段階)	
最大幅	約 36.5cm	
最大奥行	約 45.5cm	
重量	約 1.8 kg	
TAIS/JANコード	01105-000011	

Mサイズ	使用者身長目安	135~165cm
高さ	約 70~85cm (1cm 間隔 16 段階)	
最大幅	約 44cm	
最大奥行	約 47cm	
重量	約 1.9 kg	
TAIS/JANコード	01105-000030	

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



# 歩行器

セーフティアーム U タイプ (イーストアイ)

在庫限り



SAV

使用者身長目安	145~170cm
高さ	約 75 ~ 85cm (約 2cm 間隔 5 段階)
最大幅	約 63.5cm
最大奥行	約 55cm
重量	約 4.9 kg
TAIS/JANコード	00465-000055

SAVS

使用者身長目安	135~160cm
高さ	約 69.5 ~ 79.5cm (約 2cm 間隔 5 段階)
最大幅	約 60cm
最大奥行	約 53cm
重量	約 4.4 kg
TAIS/JANコード	00465-000103

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

セーフティアーム U タイプ (イーストアイ)

在庫限り



SAUJ

使用者身長目安	160~180cm
高さ	約 96 ~ 106cm (約 2cm 間隔 5 段階)
最大幅	約 65cm
最大奥行	約 65cm
重量	約 7.4 kg
TAIS/JANコード	00465-000056

大型  
アーム  
レスト

前輪  
7 in  
回転

後輪  
5 in  
直進

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

アルコー 1S 型 (星光医療器製作所)

在庫限り



アルコー1S型

高さ	約 87.5 ~ 107.5cm
最大幅	約 51.5cm
最大奥行	約 57cm
重量	約 12.4 kg
TAIS/JANコード	00125-000011

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

室内専用歩行器トレウォークスリム (日進医療器)

在庫限り



トレウォークスリム

高さ	約 85 ~ 105cm
最大幅	約 55cm
最大奥行	約 59cm
重量	約 12.1 kg
TAIS/JANコード	00175-000283

非課税

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

リルターンⅡ(アロン化成)

## LITTLE TURN Ⅱ

- 前輪 8in 3WAY
- 後輪 8in 直進
- 重量 6.9kg
- ハンドル高さ (10段階) 74~96.5cm
- 耐荷重 100kg
- 使用者身長目安 145~185cm
- 杖立有
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折畳自立
- 全幅 48cm
- 座面幅 34cm
- 座面高 47cm
- 奥行 65cm
- バッグ 12ℓ



### 楽しくグリップ

楽しくグリップを持つことで、歩行車の前輪が持ち上がり、段差の乗り越えや方向転換などが容易になります。



### 3WAYキャスター

利用者の歩行能力や路面の状況に応じて、タイヤの首振り設定が3種類から選べます。また歩行能力の変化によって設定しなおすことで、長く愛用して頂けます。



前輪回転制御レバーを上下にスライドすることで首振りの切替ができます。



532-295

課税	TAIS/JANコード	00221-000713
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



リルターンⅡKM 買い物タイプ(アロン化成)

## LITTLE TURN Ⅱ

- 前輪 8in 3WAY
- 後輪 8in 直進
- 重量 7.5kg
- ハンドル高さ (10段階) 74~96.5cm
- 耐荷重 100kg
- 使用者身長目安 145~185cm
- 杖立有
- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折畳自立
- 全幅 50cm
- 座面幅 37.5cm
- 座面高 47cm
- 奥行 65cm
- バッグ 11ℓ



※ 製品にカゴは付属しません。

買い物かごが載せられる！  
手元に買い物かごがあるので出し入れ簡単！  
買い物かごを縦置きにして、製品をコンパクトに。



買い物かご受け部(ホルダー)を上げると、足元ひろひろ。

### 3WAYキャスター

利用者の歩行能力や路面の状況に応じて、タイヤの首振り設定が3種類から選べます。また歩行能力の変化によって設定しなおすことで、長く愛用して頂けます。



前輪回転制御レバーを上下にスライドすることで首振りの切替ができます。



532-296

課税	TAIS/JANコード	00221-000714
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

### 簡易保冷バッグ (リルターンⅡ KMのみ)

スーパーで購入したものを、そのままバッグに入れて持ち帰れます。  
※簡易保冷バッグなので生鮮品を長時間入れたままにはしないでください。



大容量  
バッグ容量  
11ℓ

※ リルターンⅡは12L



# 歩行器

くらしサポート歩行車 スムーディ(買い物用) カウサポ(パナソニック)



- 前輪 18cm 回転
- 後輪 15cm 直進
- 重量 6.3kg
- ハンドル高さ (9段階) 70~90cm
- 耐荷重 100kg
- 使用者身長目安 140~185cm
- 杖立有
- 介助 プレキ
- 駐車 プレキ
- 折畳 自立
- 全幅 52cm
- 座面幅 34.0cm
- 座面高 43cm
- 奥行 44.5cm
- バッグ 6kgまで



2ℓ ペットボトルが2本置ける底面積



底面は横長で容量約12ℓ



かんたん切替

一般的な店内カゴを置いて使えます

設置可能なカゴの底面サイズ

奥行 約45cm

幅 約27cm



座幅 38cm

ゆったり座れる座幅・座奥行

ティッピングレバーで段差越えもラク



カゴ載せシート高さ 66cm

手が届きやすい手前側収納

PN-L70101

課税	TAIS/JANコード	00980-000440
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

NEW PRODUCTS

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

くらしサポート歩行車 スムーディ(室内用) カジサポ(パナソニック)



- 前輪 17cm 回転
- 後輪 17cm 直進
- 重量 5.7kg
- ハンドル高さ (9段階) 72.5~90cm
- 耐荷重 100kg
- 使用者身長目安 145~185cm
- 杖立有
- 介助 プレキ
- 駐車 プレキ
- 折畳 自立
- 全幅 51cm
- 奥行 56cm
- バスケット 5kgまで



ハンドル高さ 72.5~90cm

直径 17cm 幅 4cm



トレイ部高さ 64cm

トレイは四角形状で使いやすい!



底面は25×22.5cm



四隅まで有効に使えます



深めなので水などを運ぶときも安心



固定もできるのですべり落ちません

PN-L70201

課税	TAIS/JANコード	00980-000441
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

NEW PRODUCTS

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## ハッピー II NB(竹虎)

シンプルかつ安全性と信頼性が高いスタンダードタイプ

前輪 19 <sub>cm</sub> 回転	後輪 19 <sub>cm</sub> 直進	重量 7.7kg
ハンドル高さ (5段階) 78~87cm	耐荷重 100kg	
使用者身長目安 155~175cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 55.5cm	座面幅 30.5cm	座面高 50cm
奥行 62cm	カゴ 5kgまで	



117005

課税	TAIS/JANコード	00110-000112
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## ハッピーミニ(竹虎)

安全性と信頼性に定評のあるハッピーII NBの、軽量・コンパクトタイプ

前輪 18 <sub>cm</sub> 回転	後輪 18 <sub>cm</sub> 直進	重量 6.5kg
ハンドル高さ (5段階) 70~79cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 145~160cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 50cm	座面幅 28cm	座面高 43cm
奥行 57.5cm	カゴ 5kgまで	



117002

課税	TAIS/JANコード	00110-000103
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## ハッピー II トール(竹虎)

スタンダードタイプのハッピーII NBに高さをプラスより身長の高い方も使用できるようになりました

前輪 19 <sub>cm</sub> 回転	後輪 19 <sub>cm</sub> 直進	重量 8.0kg
ハンドル高さ (7段階) 78~92cm	耐荷重 100kg	
使用者身長目安 155~185cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 58.5cm	座面幅 30.5cm	座面高 50cm
奥行 65.5cm	カゴ 5kgまで	



117070

課税	TAIS/JANコード	00110-000127
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## ハッピーミニ トール(竹虎)

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに高さをプラスより身長の高い方も使用できるようになりました

前輪 18 <sub>cm</sub> 回転	後輪 18 <sub>cm</sub> 直進	重量 6.7kg
ハンドル高さ (7段階) 70~84cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 145~175cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 53.5cm	座面幅 28cm	座面高 43cm
奥行 59.5cm	カゴ 5kgまで	



117071

課税	TAIS/JANコード	00110-000128
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## カルコ C' arco(カウムラサイクル)

本体フレームは軽量のカーボン製

前輪 10 <sub>in</sub> 回転	後輪 8 <sub>in</sub> 直進	重量 6.1kg
ハンドル高さ (5段階) 80~95cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 165~190cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 55cm	座面幅 40cm	座面高 48cm
奥行 71cm	バッグ 5kgまで	



KW50

課税	TAIS/JANコード	00160-000246
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## ミシェル(幸和製作所)

車体幅が業界最小クラスの48cmとコンパクトで狭い道でも扱いやすい。

前輪 20 <sub>cm</sub> 回転	後輪 13 <sub>cm</sub> 直進	重量 5.6kg
ハンドル高さ (6段階) 70~88cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 145~180cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 48cm	座面幅 33.5cm	座面高 45cm
奥行 61.5cm	バッグ 3kgまで	



WAW22

課税	TAIS/JANコード	00030-000194
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



# 歩行器

## アルカーレ CH(リッチェル)

ハイタイプなのにコンパクト  
身長が高い方にも対応した歩行車です。

前輪 17.5cm 3WAY	後輪 14.5cm 直進	重量 5.5kg
ハンドル高さ (7段階) 78.5~96.5cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 160~195cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 52.5cm	座面幅 30cm	座面高 44.5cm
奥行 57.5cm	バッグ 5kgまで	



アルカーレCH

課税	TAIS/JANコード	00426-000138
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブトルハイII(幸和製作所)

最大ハンドル高さ92cm!  
幅広い高さ調節ができる軽量でコンパクトな歩行車。

前輪 15cm 3WAY	後輪 15cm 直進	重量 5.3kg
ハンドル高さ (7段階) 74~92cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 150~185cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 52cm	座面幅 28cm	座面高 50cm
奥行 62.5cm	バッグ 5kgまで	



WAW15

課税	TAIS/JANコード	000030-000173
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブトル(幸和製作所)

ワンタッチ高さ調節や、ボタン式駐車ストッパーで  
操作が簡単! 軽量、コンパクトで扱いやすい歩行車

前輪 18cm 3WAY	後輪 15cm 直進	重量 5.0kg
ハンドル高さ (7段階) 65~83cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 135~170cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 52cm	座面幅 28cm	座面高 50cm
奥行 64cm	バッグ 3kgまで	



HS05

課税	TAIS/JANコード	000030-000099
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブトルボンベ(幸和製作所)

酸素ボンベがのせられ、酸素療法したまま  
外出可能! ハンドル高さ92cmまで調節できる歩行車。

前輪 15cm 3WAY	後輪 15cm 直進	重量 5.6kg
ハンドル高さ (7段階) 74~92cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 150~185cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 52cm	座面幅 28cm	座面高 50cm
奥行 64cm	バッグ 5kgまで	



携帯酸素ボンベ	呼吸同調器
径 105×高 460mm以下	幅 116×奥 49 ×高 120mm以下

WAW06

課税	TAIS/JANコード	000030-000165
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## シンフォニー SP スリム(島製作所)

軽量・コンパクトスリムデザイン

前輪 14.5cm 3WAY	後輪 14.5cm 直進	重量 4.9kg
ハンドル高さ (4段階) 77.5~86.5cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 155~175cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 48cm	座面幅 31cm	座面高 44cm
奥行 60cm	バッグ 5kgまで	



シンフォニーSPスリム

課税	TAIS/JANコード	00576-000039
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブトルスリム(幸和製作所)

幅広い高さ調節ができる!  
重量4.5kgと軽さが魅力、小回りが利くスリム歩行車。

前輪 15cm 3WAY	後輪 15cm 直進	重量 4.5kg
ハンドル高さ (10段階) 64~91cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 135~185cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 47cm	座面幅 23.5cm	座面高 48cm
奥行 58cm	バッグ 4kgまで	



WAW04

課税	TAIS/JANコード	000030-000163
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

特殊寝台

特殊食付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器

## 室内専用歩行車レッツゴー（竹虎）

洗練されたデザインの室内専用歩行車

前輪 15 <sub>cm</sub> 回転	後輪 15 <sub>cm</sub> 直進	重量 7.0kg
ハンドル高さ (4段階) 84～91.5cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 170～185cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 54cm	奥行 60cm	バッグ 3kgまで
トレイ 5kgまで		



117500

課税	TAIS/JANコード	001110-000098
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 室内専用歩行車レッツゴーミニ（竹虎）

小柄な方や狭い屋内でも扱いやすいコンパクトタイプ

前輪 15 <sub>cm</sub> 回転	後輪 15 <sub>cm</sub> 直進	重量 6.2kg
ハンドル高さ (4段階) 74～81.5cm	耐荷重 80kg	
使用者身長目安 150～170cm	杖立 無	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	自立 不可
全幅 50.5cm	奥行 57cm	バッグ 3kgまで
トレイ 5kgまで		



117502

課税	TAIS/JANコード	001110-000106
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## シトレア（幸和製作所）

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車

前輪 20 <sub>cm</sub> 回転	後輪 15 <sub>cm</sub> 直進	重量 7.9kg
アームレスト高さ (10段階) 77～105cm	耐荷重 75kg	
前腕支持	介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ
杖立 無	折畳 自立	座面高 48cm
奥行 64.5cm	全幅 48cm	座面幅 28cm
バッグ 5kgまで		



WAW23

課税	TAIS/JANコード	00030-000226
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブリトル F（幸和製作所）

2wayのハンドル仕様で身体状況に合わせて使い分けができる、前腕支持(馬蹄型)歩行車

前輪 18 <sub>cm</sub> 3WAY	後輪 18 <sub>cm</sub> 直進	重量 7.7kg
アームレスト高さ (10段階) 77.5～104cm	耐荷重 75kg	
前腕支持	介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ
杖立 有	折畳 自立	座面高 52.5cm
奥行 66.5cm	全幅 54cm	座面幅 29cm
バッグ 5kgまで		



WAW03

課税	TAIS/JANコード	00030-000159
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## テイコブリトルワゴン（幸和製作所）

買い物カゴがのせられる、カゴのせ機能付きの大容量ワゴンタイプ歩行車

前輪 15 <sub>cm</sub> 3WAY	後輪 15 <sub>cm</sub> 直進	重量 7.0kg
ハンドル高さ (9段階) 67～91cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 140～185cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 49.5cm	座面幅 31cm	座面高 48cm
奥行 60cm	バッグ 8kgまで	



WAW07

課税	TAIS/JANコード	00030-000171
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## ショッピングターン（アロン化成）

買い物かごを載せられるので、店舗のカートなしで歩行車のまま買い物ができます。

前輪 15 <sub>cm</sub> 3WAY	後輪 15 <sub>cm</sub> 直進	重量 6.1kg
ハンドル高さ (8段階) 72.5～90cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 145～185cm	杖立 有	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	折畳 自立
全幅 53cm	座面幅 37.5cm	座面高 47cm
奥行 73cm	バッグ 6kgまで	



532-325

非課税	TAIS/JANコード	00221-000507
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		



# 歩行器

## 抑速ブレーキ付き シトレア R( 幸和製作所 )

抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu/パルル」を搭載したコンパクトな前腕支持歩行車。

前輪 20cm 回転	後輪 15cm 抑速	重量 8.8kg
アームレスト高さ (10段階) 77~105cm	耐荷重 75kg	
前腕支持	抑速 ブレーキ	折畳 自立
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 無
奥行 64.5cm	全幅 48cm	座面幅 29cm
座面高 48cm	バッグ 5kgまで	



WAW25

課税	TAIS/JANコード	00030-000231
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 抑速ブレーキ付き シトレアワイド R( 幸和製作所 )

抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu/パルル」を搭載したワイド設計の前腕支持歩行車。

前輪 20cm 回転	後輪 15cm 抑速	重量 9.8kg
アームレスト高さ (10段階) 77~105cm	耐荷重 100kg	
前腕支持	抑速 ブレーキ	折畳 自立
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 無
奥行 67.5cm	全幅 54.5cm	座面幅 34cm
座面高 48cm	バッグ 5kgまで	



WAW28

課税	TAIS/JANコード	00030-000237
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 抑速ブレーキ付き Uウォーカー II( タカノ )

充電いらずの速度制御機能を搭載

前輪 20cm 回転	後輪 20cm 抑速	重量 10kg
ハンドル高さ (8段階) 80.5~98cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 165~195cm	抑速 ブレーキ	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 無
全幅 57cm	座面幅 38cm	折畳 自立
奥行 65.5cm	バッグ 9l	座面高 50cm



TW-320

非課税	TAIS/JANコード	00297-000118
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 抑速ブレーキ付き KW41( カワムラサイクル )

スリム・コンパクトに設計。新グリップ採用で握りやすい。

前輪 10in 回転	後輪 8in 抑速	重量 8.7kg
ハンドル高さ (5段階) 79~89cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 160~185cm	抑速 ブレーキ	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 有
全幅 52.5cm	座面幅 37cm	折畳 自立
奥行 70cm	バッグ 5kgまで	座面高 45cm



KW41

非課税	TAIS/JANコード	00160-000232
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 抑速ブレーキ付き テイコブトル R( 幸和製作所 )

抑速機能付きで下り坂でも安心、マグネット式で開閉が簡単な、大容量バッグの歩行車

前輪 18cm 3WAY	後輪 20cm 抑速	重量 7.8kg
ハンドル高さ (10段階) 65~92cm	耐荷重 75kg	
使用者身長目安 135~190cm	抑速 ブレーキ	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 有
全幅 53.5cm	座面幅 28cm	折畳 自立
奥行 65.5cm	バッグ 5kgまで	座面高 52.5cm



HS05R

課税	TAIS/JANコード	00030-000144
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 電動アシスト付き RT.2 トール( 竹虎 )

電動アシストで安全に歩きやすく待望のトールタイプ

前輪 19.4cm 直進	後輪 15cm 直進	重量 9.3kg
ハンドル高さ (6段階) 81.5~94cm	耐荷重 100kg	
使用者身長目安 165~190cm	電動 アシスト	
介助 ブレーキ	駐車 ブレーキ	杖立 無
全幅 55cm	座面幅 32.5cm	折畳 自立
奥行 74cm	バッグ 5kgまで	座面高 52cm



RT2-02CG

充電時間：約3時間  
連続使用時間：約4時間

非課税	TAIS/JANコード	01560-000004
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## NEW あゆむくん M(ウェルケアバンク)

在庫限り



全幅	61.2cm
奥行	60.0cm
高さ	70.5 ~ 91.4cm(7段階)
座幅	34.5cm
座面高	47.5cm
重量	8.0 kg

V4209

非課税 TAIS/JANコード 01093-000021

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## NEW あゆむくん L(ウェルケアバンク)

在庫限り



全幅	61.2cm
奥行	66.5cm
高さ	76 ~ 97cm(7段階)
座幅	34.5cm
座面高	52.5 59.5cm
重量	9.0 kg

V4210

非課税 TAIS/JANコード 01093-000022

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## サンティノ(幸和製作所)

在庫限り



全幅	50.0cm
奥行	63.5cm
高さ	80 ~ 95cm(6段階)
重量	4.9 kg

WAG02

課税 TAIS/JANコード 00030-000189

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## ヘルシーワン・ライトG(ウイズワン)

在庫限り



全幅	48cm
奥行	52cm
高さ	79 ~ 88cm(4段階)
重量	3.7 kg

H1LG-BR

課税 TAIS/JANコード 00063-000034

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## リトルターン ロータイプ(アロン化成)

在庫限り



全幅	48cm
奥行	65cm
高さ	67 ~ 74.5cm(4段階)
座幅	34cm
座面高	47cm
重量	6.4 kg

532-316

課税 TAIS/JANコード 00221-000457

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## リトルターン ハイタイプ(アロン化成)

在庫限り



全幅	48cm
奥行	65cm
高さ	74 ~ 86cm(4段階)
座幅	34cm
座面高	47cm
重量	6.5 kg

532-315

課税 TAIS/JANコード 00221-000456

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## トライリンク(アロン化成)

在庫限り



全幅	56.0cm
奥行	61.5cm
高さ	76 ~ 86cm(5段階)
座幅	38cm
座面高	51.5cm
重量	7.1 kg

532-320

課税 TAIS/JANコード 00221-000467

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



# 歩行補助つえ

## 歩行補助杖の高さの目安

身長 ÷ 2 + 3cm = 長さの目安  
 例：160cm ÷ 2 + 3cm = 83cm

身長 ÷ 2 + 3cm が杖選びの参考値となります。  
 靴をはいた身長で計算してください。  
 体格など個人差があるため、実際に歩いてみて  
 使いやすい杖の長さをお選びください。

身長	推奨サイズ
140cm	73cm
142cm	74cm
144cm	75cm
146cm	76cm
148cm	77cm
150cm	78cm
152cm	79cm
154cm	80cm
156cm	81cm
158cm	82cm
160cm	83cm

身長	推奨サイズ
162cm	84cm
164cm	85cm
166cm	86cm
168cm	87cm
170cm	88cm
172cm	89cm
174cm	90cm
176cm	91cm
178cm	92cm
180cm	93cm

## 楽スマ スリーベース (ケイ・ホスピア)

わずか320g！一本杖と変わらない超軽量。  
 新構造の先ゴムが抜群の安定性と  
 スムーズな歩行を実現した新世代の多点杖。




楽スマ  
スリーベース

グリップ高さ  
(8段階)  
67 ~ 88cm

使用者身長目安  
128 ~ 170cm

ベース寸法



グリップ	芯材：カルブPP 樹脂 外材：エラストマー
シャフト	アルミ合金
グリップ長さ	13cm
重量	約 320g
杖の上径	19mm
杖の下径	17mm
先ゴム	最大幅 115mm



ブラック R-101  
 レッド R-102  
 ブルー R-103

非課税	TAIS/JANコード	00875-000013
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## 楽スマ スリーベース MAX (ケイ・ホスピア)

安定感抜群の3面先ゴム搭載。  
 大柄な方、より安定を求める方にも  
 対応する多点杖の新しいカタチです。




楽スマ  
スリーベース  
MAX

グリップ高さ  
(8段階)  
74 ~ 95cm

使用者身長目安  
142 ~ 184cm

ベース寸法



大きくなった3面先ゴム



ブラック R-301  
 レッド R-302

グリップ	芯材：カルブPP 樹脂 外材：エラストマー
シャフト	アルミ合金
グリップ長さ	13cm
重量	約 480g
杖の上径	20mm
杖の下径	18mm
先ゴム	最大幅 150mm

非課税	TAIS/JANコード	00875-000015
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		


## オールカーボン四点式 (島製作所) ミドルタイプ

軽くて丈夫なオールカーボン製。  
 ベースが広いミドルタイプ。

グリップ高さ  
(11段階)  
62.5 ~ 88cm

使用者身長目安  
130 ~ 180cm

ベース寸法



グリップ	カーボン、合成ゴム TPE
シャフト	カーボン
グリップ長さ	13cm
重量	約 450g
杖の上径	24mm
先ゴム	15mm



730-3

非課税	TAIS/JANコード	00576-000034
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 歩行補助つえ

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器


## 前後可動・固定式伸縮4点杖 (ユーバ産業) 2WAY ステッキ

4点前後可動式で、握る力が弱くても安定するステッキ

固定式 可動式

グリップ高さ (12段階)  
65 ~ 93cm

使用者身長目安  
130 ~ 185cm



レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。



TW-0128

グリップ	TPR
シャフト	アルミニウム
重量	約 470g
杖の上径	22.2mm
先ゴム	12.5mm

非課税	TAIS/JANコード	01096-000055
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


## カーボン4点可動式 (島製作所) スモールタイプ

支柱が前後に可動して路面に設置しやすい4点式

カーボン 軽量 可動式

グリップ高さ (11段階)  
62.5 ~ 88cm

使用者身長目安  
130 ~ 180cm



74MC-3

グリップ	カーボン
シャフト	カーボン
重量	約 440g
杖の上径	24mm
先ゴム	15mm

非課税	TAIS/JANコード	00576-000033
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		


## ケアリングスーパード多点杖 (ケアリング) カーボン色

二重構造の粘りある杖先が地面をしっかりキャッチ


固定式

グリップ高さ (10段階)  
65 ~ 87.5cm

使用者身長目安  
130 ~ 180cm



ケアリングスーパード多点杖



グリップ	プラスチック樹脂
シャフト	アルミ合金
重量	約 490g
杖の上径	19mm


非課税	TAIS/JANコード	01765-000005
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

## モア4点杖 (ウェルケアバンク) Sサイズ・Lサイズ

固定式


グリップ高さ (10段階)  
68.6 ~ 91.4cm

使用者身長目安  
140 ~ 185cm



Sサイズ WC5638

TAIS/JANコード	01093-000001
重量	約 880g
先ゴム	約 12mm



Lサイズ WC5623

TAIS/JANコード	01093-000002
重量	約 980g
先ゴム	約 16mm

非課税		
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		



# 歩行補助つえ

## Mg 松葉杖 (田辺プレス)

超軽量マグネシウム合金製の松葉杖

大/青墨

TAIS/JANコード	01105-000004
-------------	--------------

重量 約 610g

耐荷重 約 130 kg

グリップ高さ (20段階) 120 ~ 140cm	使用者身長目安 160 ~ 180cm
---------------------------------	------------------------

中/青墨

TAIS/JANコード	01105-000005
-------------	--------------

重量 約 480g

耐荷重 約 100 kg

グリップ高さ (20段階) 105 ~ 125cm	使用者身長目安 145 ~ 165cm
---------------------------------	------------------------

小/青墨

TAIS/JANコード	01105-000006
-------------	--------------

重量 約 430g

耐荷重 約 100 kg

グリップ高さ (20段階) 90 ~ 110cm	使用者身長目安 130 ~ 150cm
--------------------------------	------------------------



非課税

グリップ	エラストマー樹脂
シャフト	マグネシウム合金
垂直荷重	65 kg

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ロフトランドクラッチモア (ウェルケアバンク) オープンタイプ



WC7773-C

非課税	TAIS/JANコード	01093-000004
-----	-------------	--------------

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

重量	約 1000g
先ゴム	21mm



## モア 4点杖 Plus (ウェルケアバンク) ピンク、白柄、紺柄

可動式

グリップ高さ (10段階) 67.5 ~ 90cm
---------------------------------

使用者身長目安 135 ~ 185cm
------------------------

ベース寸法




WC604S

非課税	TAIS/JANコード	01093-000007
-----	-------------	--------------

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

重量	約 875g
先ゴム	12mm

## ロフトランドクラッチモア (ウェルケアバンク) クローズタイプ



WC7773-A

非課税	TAIS/JANコード	01093-000003
-----	-------------	--------------

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

重量	約 1000g
先ゴム	21mm

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 手すり

バディ(モデルチェンジ)

突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直型手すり

## Buddy

**molten**  
From the Inside Out

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



■丸型ストッパー S 使用



■サイドバーセット使用



■I型ストッパー使用



■L型サイドバー使用



■I型ストッパー使用  
■丸型ストッパー S 使用  
■クロスバー使用  
■ブラケット使用



■I型ストッパー使用  
■クロスバー使用




■I型ストッパー使用  
■ブラケットを使用して  
ルーツと連結



■I型ストッパー使用  
■ブラケットを使用して  
ルーツと連結



■ブラケットを使用して  
ルーツと連結



対応天井高さ 1.9 ~ 2.8m

直径 3.65cm

MNTCM(十字ストッパー仕様)

課税 TAIS/JANコード 00054-000054

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	



# 手すり

## コーナーストッパー (モルテン)

部屋の隅にぴったり付けたい場合に最適



※バディ I 本体との組合わせでご利用ください  
※コーナーストッパーは上下2個でご使用下さい。

壁と手すりの距離  
約 4cm

MNTCMCRS

課税 TAIS/JANコード 00054-000467

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)



## I型ストッパー (モルテン)

壁際や部屋の端への設置に最適



バディ I 本体との組合わせでご利用ください

全 幅 70.0cm

天井側で 1 個使用時

壁と手すりの距離  
約 8cm

MNTCMIS

TAIS/JANコード 00054-000054

床側、天井側 2 個使用時

壁と手すりの距離  
約 4cm

MNTCMISW

課税 TAIS/JANコード 00054-000468

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## 丸型ストッパー S (モルテン)

狭い場所や部屋の隅に



バディ I 本体との組合わせでご利用ください

直 径 19.5cm

壁と手すりの距離  
約 8cm

MNTCMRCS (丸型ストッパー仕様)

課税 TAIS/JANコード 00054-000061

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## 丸型ストッパー (モルテン)

滑りやすい床やスペースのない天井設置に最適



L型サイドバー 45 をご利用の際には必ず併用してください。  
※モデルチェンジタイプは不要

床側、天井側兼用

バディ I 本体との組合わせでご利用ください

直 径 25.0cm

MNTCM04BE

課税 TAIS/JANコード 00054-000061

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)



## サイドバー (モルテン)

段差のある様々な生活場面での立ち座りをサポート。



バディ I 本体との組合わせでご利用ください

全 幅 26.0cm  
高 さ 19.5cm  
直 径 4.0cm x 2.8cm

MNTCM01LB

課税 TAIS/JANコード 00054-000055

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## L型サイドバー 45 (モルテン)

玄関での立ち座りをサポートします



バディ I 本体との組合わせでご利用ください

全 長 76.0cm  
高 さ 100cm  
直 径 3.5cm

段差の目安  
10cm ~ 36cm


MNTCM07

課税 TAIS/JANコード 00054-000066

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

## クロスバー固定式 (モルテン)

廊下などの長い距離の歩行をサポート



※クロスバー使用の際はバディ I 本体が 2 本必要です。  
※ルーツシリーズと連結する場合はブラケットを使用してください。

MNTCM03BE009 (90cm)

TAIS/JANコード 00054-000339

MNTCM03BE012 (120cm)


課税 TAIS/JANコード 00054-000340

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

全 長 90cm 120cm  
直 径 3.5cm

## クロスバー跳ね上げ式 (モルテン)

廊下などの長い距離の歩行をサポート



※クロスバー使用の際はバディ I 本体が 2 本必要です。  
※ルーツシリーズと連結する場合はブラケットを使用してください。

MNTCM02BE009 (90cm)

TAIS/JANコード 00054-000333

MNTCM02BE012 (120cm)

課税 TAIS/JANコード 00054-000334

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

全 長 90cm 120cm  
直 径 3.5cm

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器


垂直手すり「バディ」と床置き型手すり「ルーツ」がクロスバーで連結できるようになります。




## 【設置不可条件】

下記の組合せは手すりが不安定になるなど安全上の理由から使用できません


【クロスバー固定式の場合】




【センター】 + 【センター】




【センター】 + 【スモール】



【スモール】 + 【スモール】




中央に【センター】で連結




中央に【スモール】で連結

【クロスバー跳ね上げ式の場合】



ロック部分が【バディ】側



【ルーツ】同士の連結



※ルーツスモールに連結させることはご遠慮ください。  
(取付ブラケットを切断する必要があり、レンタル品になりますので取付の際はスペーサーをご購入頂きますようお願い申し上げます。)



クロスバー取付ブラケット  
(モルテン)

MNTCM03TB

課税	TAIS/JANコード	00054-000228
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		




# 手すり

たちあっぷ® サムリング (矢崎化工)  
家具のような置き型手すり

**ポイント** 使いやすい様々な安心機能

NEW PRODUCTS



●ソフトでにぎりやすい  
ディンプル付



●蓄光付で夜間も視認可能



●ベースの縁は、つまずきにくい、  
なだらかなスロープ形状



●ベースのうら側は  
すべり止め付

CKM-04 SET BR

課税 TAIS/JANコード 00055-000316

カーペット  
付属 重量 18.0kg ベース厚 1.3cm 手すり径 3.5cm

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	

## ルーツ センタータイプ (モルテン)

ソファや椅子での立上り  
動作などをサポート

重量 12.9kg ベース厚 1.5cm



MNTPSBR

ベース	幅 50cm × 長 60cm	課税 TAIS/JANコード 00054-000117
高さ	70・75・80cm	
手すり	トップ(楕円)4.8×3.9cm	月額利用料金
手すり	中段(楕円)3.1×2.8cm	ご利用者負担額 (1割)
手すり間隔	33cm	ご利用者負担額 (2割)
重量	12.9 kg	

## ルーツ サイドタイプ (モルテン)

ベッドや布団での離床動作を  
サポート

重量 21.6kg ベース厚 1.5cm




MNTPLBR

ベース	幅 50cm × 長 105cm	課税 TAIS/JANコード 00054-000116
高さ	70・75・80cm	
手すり	トップ(楕円)4.8×3.9cm	月額利用料金
手すり	中段(楕円)3.1×2.8cm	ご利用者負担額 (1割)
手すり間隔	33cm	ご利用者負担額 (2割)
重量	21.6 kg	

## ルーツ ロングタイプ (モルテン)

短い距離の歩行をサポート

重量 17.1kg ベース厚 1.5cm



MNTPLGBR

ベース	幅 50cm × 長 105cm	課税 TAIS/JANコード 00054-000133
高さ	70・75・80cm	
手すり	トップ(楕円)4.8×3.9cm	月額利用料金
手すり	中段(楕円)3.1×2.8cm	ご利用者負担額 (1割)
手すり幅	81cm	ご利用者負担額 (2割)
重量	17.1 kg	

## ルーツ コーナータイプ (モルテン)

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレ  
等への移乗をサポート

重量 20.4kg ベース厚 1.5cm



MNTPCBR

ベース	幅 50cm × 長 105cm	課税 TAIS/JANコード 00054-000132
高さ	70・75・80cm	
手すり	トップ(楕円)4.8×3.9cm	月額利用料金
手すり	中段(楕円)3.1×2.8cm	ご利用者負担額 (1割)
手すり幅	幅 34cm × 奥 31cm	ご利用者負担額 (2割)
重量	20.4 kg	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす



車いす付属品

## BS 小路 (シコク)

狭いスペースでも場所をとらず、狭い玄関でも設置しやすく動線確保におすすめ



### こみち BS小路




NEW PRODUCTS

**POINT** コンパクトな手すり、生活動線補助に

- ・コンパクトな設計のため、場所をとらず、住環境を広く使え、転倒防止に繋がります。
- ・高さ調節脚を段差に掛ける場合と掛けない場合の2種類の方法で設置可能です。



## ステップ台 (BS小路用)



BS小路 626-110

ステップ台 626-100

課税 TAIS/JANコード 01235-000250

課税 TAIS/JANコード 01235-000279

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

重量 15.6 kg  
 へ-ス厚 1.4 cm  
 手すり径 3.2 cm

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器

## BS 小桜 (シコク)

家事などで、立ち仕事がつらい時、高位置支持で日常動作をサポート



### こざくら BS小桜





NEW PRODUCTS

**POINT** 高位置支持で日常動作をサポート

手すりが最大95cmの高さに調節できるため、立位が安定した状態で“一歩”を踏み出すことができ転倒予防に繋がります。家事など日常の立ちっぱなし作業時にサポートしてくれます。

**POINT** コンパクトなベースプレート

コンパクトですが、幅広い用途で活躍できる優れた手すりです。



BS小桜 633-210

課税 TAIS/JANコード 01235-000251

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

重量 15.0 kg  
 へ-ス厚 1.4 cm  
 手すり径 3.2 cm



# 手すり

たよレール Free(マツタ) 水まわり兼用タイプ


たよレールシリーズ  
**Free**  
たよレールフリー



## 独自のカタチ




浴室で使用する場合は手すりをセンター以外ではご使用出来ません。



支柱をサイドで使用する際は手すりの向きを上記のような形のご使用は出来ません。

手すりはこの位置でも使用できます。



BZF-01



課税 TAIS/JANコード 01265-000289

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

カーペット 付属 重量 12.5kg へ-ス厚 1.1cm 手すり径 3.2cm

## 折り畳み可能な面手すり スタンディ(パナソニック)

面で支えるので安心。面は使わないとき折りたためる。



PN-L80401

課税 TAIS/JANコード 00980-000315

重量 22.5kg へ-ス厚 1.1cm 手すり径 3.4cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## 自在手すり ツインディ(パナソニック)

力が入りやすい腕の形にあわせられる。



PN-L80101

課税 TAIS/JANコード 00980-000203

重量 21.5kg へ-ス厚 1.1cm 手すり径 3.4cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## 歩行サポート手すり スムーディ(パナソニック)

工事不要、豊富な組み合わせでおうちの動線がつながる、ひろがる、安心手すり



XPN-L80801

課税 TAIS/JANコード 00980-000363

重量 22.0kg へ-ス厚 1.1cm 手すり径 3.5cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

## すっきり手すり クリンディ(パナソニック)

コンパクトでスッキリ。つかみやすいカタチ。



端と中央に設置可能 1台2通り



PN-L80501

課税 TAIS/JANコード 00980-000326

重量 18.0kg へ-ス厚 1.2cm 手すり径 3.5cm

月額利用料金	
ご利用者負担額(1割)	
ご利用者負担額(2割)	

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器


歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器

## トイレ用プライム手すり ハネスラ (ウェルケアバンク)

移乗に便利なスライド・はねあげ機構搭載!



※ウォシュレットのスイッチがある場合は40cm以上で設置不可になりますが、スイッチの長さ等も関係するので取付可能な場合もあります。  
※後方ベルトで固定するため壁付けタンクレスは取付不可


WC-PC1

課税	TAIS/JANコード	01093-000032
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量 約 9.5kg

## SA 手すり (シコク)

「1台で2役」の機能をもつ手すりですっきり!



U字補助手すりは左右付け替え可能です。



※ウォシュレットのスイッチがある場合は40cm以上で設置不可になりますが、スイッチの長さ等も関係するので取付可能な場合もあります。  
※後方ベルトで固定するため壁付けタンクレスは取付不可


267-060

課税	TAIS/JANコード	01235-000225
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量 約 17.5kg

## 洋式トイレ用スライド手すり (パナソニック)


手すりがスライドするから、便座への移乗・排泄がしやすい。



9cmスライド

### 取り付け可能な便器

①寸法が26cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。  
②は床から30cmの高さの便器の最大幅




PN-L53001

課税	TAIS/JANコード	00980-000191
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量 約 8.5kg

## 洋式トイレ用フレーム S- はねあげ R2 (アロン化成)


左右から便器を挟み込む独自構造で簡単設置。



専用スペーサ 533-091

取付幅を5cm広げることができ操作盤の大きなウォシュレットに対応できます。

### ●ほとんどの洋式便器に対応出来ます



533-067

課税	TAIS/JANコード	00221-000458
月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)		

重量 約 9.8kg



# 手すり



## スムーズィ(トイレ用)(パナソニック)



移乗・排泄がしやすい工事不要のトイレ手すり  
幅広いトイレに設置可能な据置タイプ



- 袖リモコンにぶつからない
- 空間ができるので袖リモコン操作がしやすい

- 汚れても拭き取れて清潔 (消臭剤入り)

- スロープ形状でつまづかない



片手すり XPN-L80833

両手すり XPN-L80832

課税	TAIS/JANコード	00980-000432	課税	TAIS/JANコード	00980-000431
月額利用料金			月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)			ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)			ご利用者負担額 (2割)		


片手仕様	両手仕様	ペ-ス厚
重量 12.8 kg	重量 15.3 kg	1.2cm

## ルーツ(スモールタイプ)(モルテン)

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポートします。



立ち上がりやすい手すり位置



トイレでの立つ・座るの動作

片手すり MNTPT1

両手すり MNTPT2

課税	TAIS/JANコード	00054-000216	課税	TAIS/JANコード	00054-000217
月額利用料金			月額利用料金		
ご利用者負担額 (1割)			ご利用者負担額 (1割)		
ご利用者負担額 (2割)			ご利用者負担額 (2割)		

片手仕様	両手仕様	ペ-ス厚
手すり幅 35cm	重量 12.0 kg	1.5cm
手すり高さ 60 · 65 · 70 cm	重量 14.0 kg	
手すり トップ(平ら) 5×3.1cm		
手すり 中段(楕円) 3.1×2.8cm		

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 手すり

## たよレーン SOTOE(マツ六)

お出かけ安心、置くだけ手すり。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器




片手すり仕様



両手すり仕様



わたレーンでの連結



片手すり仕様は、端・中央に取付けられます

片手仕様 両手仕様


屋外 OK

重量 17.8kg

重量 20.6kg

へース厚 1.6cm

手すり径 3.4cm



片手すり BZK-01

課税	TAIS/JANコード	01265-000248
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

両手すり BZK-02

課税	TAIS/JANコード	01265-000251
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## たよレーン SOTOE スリム型(マツ六)

お出かけ安心、置くだけ手すり。

車いす

車いす付属品

スロープ


移動用リフト



片手すり仕様




両手すり仕様



片手すり仕様は、端・中央に取付けられます

※スリム型単体でのご使用は出来ません。



片手すり BZK-03

課税	TAIS/JANコード	01265-000259
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

両手すり BZK-04

課税	TAIS/JANコード	01265-000261
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

## たよレーン SOTOE 用連続手すり(マツ六)

### わたレーン EK(マツ六)


たよレーン SOTO を連結できます。

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



上下方向 45度まで角度調整が可能。

※スリム型のみでの連結は出来ません。  
※スリム型とわたレーンで「曲がり角」は出来ません。

57~70cm BZW-7057EK

70~90cm BZW-9070EK

90~120cm BZW-1290EK

課税	TAIS/JANコード	01265-000255
月額利用料金		
ご利用者負担額(1割)		
ご利用者負担額(2割)		

屋外 OK 手すり径 3.6cm



# 手すり


## わたレールEKで連結した場合の段差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、  
取付け角度は0～45° の間に自由に調節できます。  
下の表は目安としてください。

例)3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A手すり長さ	570mm	700mm	900mm	1200mm
B伸縮部の長さ	424mm	560mm	758mm	1058mm
C対応段差高さ(最大は取付け角度が45° のとき)	0～229mm	0～396mm	0～536mm	0～748mm
Dベースプレート間の距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm
	角度45°	290mm	386mm	526mm
わたレールEKの対応範囲	BZW-7057EK		BZW-1290EK	
		BZW-9070EK		

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。



## たよレールSOTOEとわたレールEKの組合わせコード

セット内容	たよレールSOTOE	わたレールEK	セット品番	商品コード	TAISコード
たよレールSOTOE片手すり(1台) + わたレールEK(1台) 	BZK-01	BZW-7057EK	BZK-01S-7057	040-4251	01265-000250
		BZW-9070EK	BZK-01S-9070	040-4252	
		BZW-1290EK	BZK-01S-1290	040-4253	
	BZK-03 (スリム型)	BZW-7057EK	BZK-03S-7057	040-4311	01265-000260
		BZW-9070EK	BZK-03S-9070	040-4312	
		BZW-1290EK	BZK-03S-1290	040-4313	
たよレールSOTOE片手すり(2台) + わたレールEK(1台) 	BZK-01	BZW-7057EK	BZK-01W-7057	040-4261	01265-000249
		BZW-9070EK	BZK-01W-9070	040-4262	
		BZW-1290EK	BZK-01W-1290	040-4263	
たよレールSOTOE両手すり(1台) + わたレールEK(2台) 	BZK-02	BZW-7057EK	BZK-02S-7057	040-4254	01265-000252
		BZW-9070EK	BZK-02S-9070	040-4255	
		BZW-1290EK	BZK-02S-1290	040-4256	
	BZK-04 (スリム型)	BZW-7057EK	BZK-04S-7057	040-4314	01265-000262
		BZW-9070EK	BZK-04S-9070	040-4315	
		BZW-1290EK	BZK-04S-1290	040-4316	
たよレールSOTOE両手すり(2台) + わたレールEK(2台) 	BZK-02	BZW-7057EK	BZK-02W-7057	040-4264	01265-000253
		BZW-9070EK	BZK-02W-9070	040-4265	
		BZW-1290EK	BZK-02W-1290	040-4266	

※わたレールEKがいずれのタイプでも、価格・TAISコードは共通です。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり


徘徊感知機器



# 手すり

## たちあつぷ 540( 矢崎化工 )

「54cm」までの段差なら屋内、屋外  
どこでも置くだけで設置完了いたします。



ステップ台は4段階の高さ調整可能

ステップ台は4段階の高さ調整可能

- Lステップ台 9・11・13・15cm
- Hステップ台 21・25・29・33cm

12~36cmまでの段差はLステップ台  
24~54cmまでの段差はHステップ台で対応できます。

片手1段 CKH-02-1

届出コード 00055-Z00011

片手2段 CKH-02-2

届出コード 00055-Z00012

両手1段 CKH-01-1

届出コード 00055-Z00010

両手2段 CKH-01-2

届出コード 00055-Z00009

屋外  
OK

片手仕様

重量 28.6kg

両手仕様

重量 34.7kg

へ-ス厚 3.0cm

片手すり CKH-02

課税

TAIS/JANコード 00055-000128

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

両手すり CKH-01


課税

TAIS/JANコード 00055-000127

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

## ルーツ【あがりかまちタイプ】H型 (モルテン)

玄関での立つ・座る、段差を昇る・降りるの動作をサポートします。



ステップ台は4段階の高さ調整可能

ステップ台は4段階の高さ調整可能

- 専用ステップ台 12・14・16・18cm

18~36cmまでの段差に対応できます。

片手台付 MNTPKH1SBR

TAIS/JANコード 00054-000147

両手台付 MNTPKH2SBR

TAIS/JANコード 00054-000146

片手仕様

重量 32.8kg

両手仕様

重量 42.2kg

へ-ス厚 1.5cm

片手すり MNTPKH1BR

課税

TAIS/JANコード 00054-000143

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

両手すり MNTPKH2BR

課税

TAIS/JANコード 00054-000142

月額利用料金
ご利用者負担額(1割)
ご利用者負担額(2割)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ


手すり

徘徊感知機器



# 手すり

アットグリップ AT-C-930 片手タイプ (アロン化成)  
工事不要であつという間に設置できる手すりです。



手すり径  
3.4cm

AT-C-930  
課税 TAIS/JANコード 00221-000500

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

屋外  
OK

重量  
39kg

へ-ス厚  
1.4cm

アットグリップ AT-C-E1050 用片手タイプ (アロン化成)  
アットグリップに伸縮手すりタイプが登場!





AT-C-E1050  
課税 TAIS/JANコード 00221-000553

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

屋外  
OK

アットグリップ AT-E-200 (アロン化成)  
シンプル、コンパクト、安定感抜群、  
省スペースで安心して使用できる工事不要の玄関用手すりです。



AT-E-200  
課税 TAIS/JANコード 00221-000454

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

重量 約 9.0kg

ルーツアウトドア ロングタイプ (モルテン)  
ベランダ、玄関周りでの短い距離の歩行をサポートします。



手すりは中央・端のどちらにも  
取付可能

屋外  
OK 重量  
18.7kg へ-ス厚  
1.5cm



ベース	幅 50cm × 長 105cm
高さ	70・75・80cm
手すり	トップ (楕円) 4.0 × 3.1cm
手すり	中段 (楕円) 3.1 × 2.8cm
手すり幅	81cm
重量	18.7kg

MNTPOLG  
課税 TAIS/JANコード 00054-000218

月額利用料金
ご利用者負担額 (1割)
ご利用者負担額 (2割)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 徘徊感知機器

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
歩行器  
歩行補助つえ  
手すり  
徘徊感知機器

家族コール 3A(テクノスジャパン)  
床に足をつくると知らせます。



床マットセンサーを踏むと報知

コンソール	幅10×奥6.2×厚2.5cm
メロディチャイム	幅8.5×奥17×厚3.5cm
床センサー	幅100×奥5×厚0.3cm
電源	コンソール：9V乾電池 メロディチャイム：AC100V
感知エリア	約100m(見通し)

### こんな方におすすめ

一人歩きが心配な方

※仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているセンサーです。



メロディチャイム HRHK-1

コンソール HTHK-1

床センサー MSK-1

HK-3A

課税


TAIS/JANコード 00318-000146

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

家族コール 3C(テクノスジャパン)  
検出範囲に入ると知らせます。



検出範囲に入ると報知

### メロディチャイム

据置タイプ  
通達距離 約100m  
設定 ダイヤル設定  
ベアリング設定  
最大登録数：10台

特長：  
ACアダプタで電池切れの心配がありません。  
メロディに加え、録音した音声でお知らせできます。  
通達距離が安心の100m！



【設定・運用方法】



### こんな方におすすめ

設置場所が自在に変えられるので対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。



メロディチャイム 超音波・赤外線センサー-K HRHK-1

HK-3C

課税

TAIS/JANコード 00318-000148


メロディチャイム	幅8.5×奥17×厚3.5cm
超音波センサー	幅11×奥7×厚3.5cm
電源	コンソール：9V乾電池 メロディチャイム：AC100V
感知エリア	約100m(見通し)

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

家族コール 3B(テクノスジャパン)  
起き上がると知らせます。



起き上がると報知

### こんな方におすすめ

動きが速い、下肢の筋力が低下している等、最も早めの報知が必要な人



メロディチャイム HRHK-1

コンソール HTHK-1

ベッドセンサー BSDK-1

HK-3B

課税

TAIS/JANコード 00318-000147

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

家族コール 3D(テクノスジャパン)  
ドアを開けると知らせます。



ドアを開けると報知

### こんな方におすすめ

設置場所が自在に変えられるので対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。



メロディチャイム HRHK-1

コンソール HTHK-1

ドアスイッチK DRS1-K

HK-3D

課税

TAIS/JANコード 00318-000149

メロディチャイム	幅8.5×奥17×厚3.5cm
超音波センサー	幅11×奥7×厚3.5cm
電源	コンソール：9V乾電池 メロディチャイム：AC100V
感知エリア	約100m(見通し)

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)



# 徘徊感知機器

家族コール 3A(テクノスジャパン)  
床に足をつくると知らせます。



床マットセンサーを踏むと報知

コンソール	幅 10×奥 62×厚 2.5cm
スマートK	幅 5.3×奥 8.6×厚 1.4cm
床センサー	幅 100×奥 5×厚 0.3cm
電源	コンソール：9V 乾電池 スマートK：ワイヤレス充電
感知エリア	約 100m(見通し)

こんな方におすすめ

一人歩きが心配な方

※仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているセンサーです。



スマートK  
HRSMK-1

コンソール  
HTHK-1

床センサ-  
MSK-1

家族コール 3B(テクノスジャパン)  
起き上がると知らせます。



起き上がると報知

コンソール	幅 10×奥 62×厚 2.5cm
スマートK	幅 5.3×奥 8.6×厚 1.4cm
ヘッドセンサー	幅 80×奥 25×厚 2.5cm
電源	コンソール：9V 乾電池 スマートK：ワイヤレス充電
感知エリア	約 100m(見通し)

こんな方におすすめ

動きが速い、下肢の筋力が低下している等、最も早めの報知が必要な人



スマートK  
HRSMK-1

コンソール  
HTHK-1

ベッドセンサー  
BSDK-1

HKSM-3A

課税

TAIS/JANコード 00318-000150

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

スマートK

携帯タイプ  
通達距離 約 80m  
設定 ダイヤル設定  
ペアリング設定  
最大登録数：10 台



【設定・運用方法】

特長：  
受信履歴が時刻付きで見られます。  
生活防水に対応する構造です。  
ワイヤレス充電採用で受信器を置くだけで充電ができます。



HKSM-3B

課税


TAIS/JANコード 00318-000151

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

家族コール 3C(テクノスジャパン)  
検出範囲に入ると知らせます。



検出範囲に入ると報知

こんな方におすすめ

設置場所が自在に変えられるので対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。



スマートK  
HRSMK-1

超音波・赤外線センサーK  
UISK-1

HKSM-3C

課税

TAIS/JANコード 00318-000152

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

スマートK	幅 5.3×奥 8.6×厚 1.4cm
超音波センサ-	幅 11×奥 7×厚 3.5cm
電源	コンソール：9V 乾電池 スマートK：ワイヤレス充電
感知エリア	約 100m(見通し)

家族コール 3D(テクノスジャパン)  
ドアを開けると知らせます。



ドアを開けると報知

こんな方におすすめ

設置場所が自在に変えられるので対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。



スマートK  
HRSMK-1

コンソール  
HTHK-1

ドアスイッチK  
DRS1-K

HKSM-3D

課税

TAIS/JANコード 00318-000153

月額利用料金

ご利用者負担額(1割)

ご利用者負担額(2割)

スマートK	幅 5.3×奥 8.6×厚 1.4cm
超音波センサ-	幅 11×奥 7×厚 3.5cm
電源	コンソール：9V 乾電池 スマートK：ワイヤレス充電
感知エリア	約 100m(見通し)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

歩行器

歩行補助つえ

手すり

徘徊感知機器



# 徘徊感知機器

iSEED  
Seed Makes Future

パルモケア2 Safety Finder α (iSEED)

カメラ映像に動きを感じるとその変化を検知して、スマホやタブレットに通知し、遠隔から映像確認と声掛けができます。

## パルモケア2



在宅で高齢者を支える皆様 お悩みではありませんか？



パルモケア2本体  
Safety Finder α  
iSS-150

## パルモケア2 業界初 センサーとカメラで見守り

センサーの変化をスマホに通知、スマホで映像確認 新たな見守りシステム登場

## Parumo パルモケアシステム



スマホ、タブレットの専用アプリで動作  
アンドロイドとiOS用アプリを提供しています

無料

Android 端末



iOS 端末  
(iPhone、iPad)



※ポケット Wi-Fi でのご利用は出来ません。  
※Google Play、Apple Store を利用できる端末をご用意ください。

サイズ	幅 7.6 × 奥 8 × 高 10.8cm
重量	434g
カメラ	100 万画素 CMOS センサー 横板 360° 縦板 130° 回転 赤外線 LED (夜間自動点灯)
映像通信	H264 圧縮映像通信 30fps
無線受信機能	Z-Wave 無線 922MHz 受信 (電波干渉小)
インターネット	LAN ケーブル・WiFi
内蔵センサー	カメラ映像の動体検知
録画保存	Micro SD 保存
無線 LAN	WiFi 2.4GHz WPS 設定可能
ACアダプタ	100 ~ 240V PSE/CE 適合




【設置ガイド】

iss-150

課税 TAIS/JANコード 01570-000026

月額利用料金	
ご利用者負担額 (1割)	
ご利用者負担額 (2割)	





プライムケアイースト(株)

(株)プライムケア中京

プライムケア関東(株)

(株)プライムケア名古屋

プライムケア中部(株)

プライムケア東京(株)

プライムケアのぞみ(株)

プライムケア愛知(株)

プライムケア東海(株)

(株)プライムケアウエスト

●掲載品の価格および仕様は物価の変動・品質の改善により、予告なしに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

本社・山梨センタ	〒409-3803	山梨県中央市若宮 51 番 4 号	TEL : 055-278-6277 FAX : 055-278-6278
富士吉田営業所	〒403-0011	山梨県富士吉田市新倉 2574	TEL : 0555-25-6311 FAX : 0555-25-6312
長野営業所	〒386-1102	長野県上田市上田原 720 番地 3	TEL : 0268-75-0911 FAX : 0268-75-0912
新規事業部	〒420-0866	静岡県静岡市葵区西草深町 22 番地 12 号 駿河ビル 3F	TEL : 054-204-2557 FAX : 054-204-2558

発行元：プライムケア中部株式会社 2024.06 月作成